

# Tissue-Tek® Eosin

## Prisma (Plus) standardlahuse mahutile

REF 9134-E

### 【Sihtotstarve】

Toode on ette nähtud tsütoplasma värvimiseks formaliini fikseeritud ja parafiinis sulundatud (FFPE) proovides või tsütopatoloogilistes proovides. Seda kasutatakse tavaliselt koos Hematoxylin 3G-ga (tuuma värvimine) ja see võimaldab valgusmikroskoobiga vaadelda rakkude morfoloogilisi ning struktuurseid omadusi värvitud proovides.

### 【Ettenähtud kasutaja】

Ettenähtud kasutaja töötab patoloogia, anatoomia või kliinilise tsütoloogia erialal ja omab oma erialaseid baasteadmisi (nt patoloog, meditsiinilaborant) ning vastutab vaatluspreparaatide ettevalmistamise eest.

### 【Analüüsi põhimõte】

Tsütoplasma (enamik rakuorganelle) ja rakuvaehaine värvitakse eosiiniga punaseks/roosaks.

### 【Ettevaatusabinõud kasutamisel】

- Kogu valmistatud värvilahus tuleks panna standardlahuse mahutisse.
- Kui värvikvaliteet halveneb või lahusekogus väheneb, vahetage kasutusel olev värvilahus värskest valmistatu vastu.
- Kui teil on küsimusi või vajate eosiini kasutamisel abi, võtke ühendust Sakura edasimüüja või esindajaga.

### 【Vajalikud materjalid, mis ei kuulu komplekti】

Mikroskoobi alusklaasid, ksüleeni, etanool, hematoksyliin

### 【Ohutusmeetmed】

- Enne kasutamist kontrollida ohutuskaardilt (SDS) toote ohu- ja toksilisuse teavet.
- Toodet käsitsedes tuleb kanda asjakohaseid kaitsevahendeid/silmakaitseid/näokaitset.
- Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
- Tagada piisav ventilatsioon.
- Pärast käsitlemist pesta hoolikalt käsi.
- Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada süsinikdioksiidi (CO<sub>2</sub>), alkoholikindlat vahtu, kuivkemikaali või veeudu.

### 【Esmaabimeetmed】

- Silma sattumise korral loputada silma kohe vähemalt 15 minutit jooksva kraanivee all. Pöörduda arsti poole.
- Nahale sattumise korral eemaldada kohe saastunud riided ja jalanõud ning pesta kokkupuutunud piirkonda rohke veega.
- Sissehingamise korral katta ohver kohe tekiga, viia värske õhu kätte ja lasta vaikselt olla. Lasta ohvril nina nuusata ja kuristada. Vajaduse korral pöörduda arsti poole.
- Juhusliku allaneelamise korral anda joomiseks vett või soolveti ja kutsuda esile oksendamine. Pöörduda kohe arsti poole.

### 【Säilitamine】

- Mitte lasta külmuda, hoida jahedas, kuivas hästi ventileeritud kohas (< 30 °C). Hoida eemal oksüdeerivatest ainetest. Kaitsta päikesevalguse eest.

### 【Kõlblikkusaja lõpp】

Kõlblikkusaja lõpp on trükitud pakendile.

### 【Kõrvaldamine】

- Tellige lahuste ja pudelite kõrvaldamine jäätmekäitlusettevõtetelt või kõrvaldage need kohalike eeskirja järgides.

### 【Ettevaatusabinõud】

Hoiatus


Eespool olev piktogramm käib etanooli kohta.

- Tuleohtlik vedelik ja aur.

### 【Spetsifikaadid】

Toode	Tissue-Tek® Eosin Prisma (Plus) standardlahuse mahutile
Sisaldab	820 ml

Toimeaine eosiin, kuni < 0,2%

### 【Märkus】

- Värvimist võib mõjutada see, kui reagent näib olevat lahjenenud, selle fluorestsentsi tase on madal või kui esineb sadestumist. Selliste muutuste täheldamise korral asendada uue kotikesega.
- 2D-vöötкод (Tissue-Tek® Prisma vöötкод) kotikese etiketil on ette nähtud lahuse haldamiseks automatiseeritud vaatluspreparaadi värvimise süsteemiga Tissue-Tek Prisma® Plus, kasutades 2D-vöötкодi lugerit (lisaseade).
- Ärge kahjustage kotikese etiketile trükitud 2D-vöötкодi. Häguse või kahjustatud vöötкодi skannimine pole võimalik.
- Igast seadmega seotud ohujuhtumist tuleb teatada seadme tootjale ja oma pädevale asutusele.

### Külastage meie veebisaiti

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. [www.sakura-finetek.com](http://www.sakura-finetek.com)  
Sakura Finetek Europe B.V. [www.sakura.eu](http://www.sakura.eu)

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Toodetud Jaapanis	

