

# Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Para montadores de Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers 24x50 mm

REF 6416

## 【Uso previsto】

Este producto se utiliza para cubrir portaobjetos de vidrio que contengan una sección adherida de muestras fijadas en formol e incluidas en parafina (FFPE) o muestras citopatológicas. Su uso permite protegerlas de la fuerza mecánica o la exposición ambiental y observar el portaobjetos bajo el microscopio óptico para el examen microscópico. Este producto se utiliza junto con un medio de montaje que se deposita sobre la muestra para la fijación del cubreobjetos de vidrio al portaobjetos.

## 【Usuarios a quien va dirigido】

Toda persona que trabaje en el ámbito de la patología, la anatomía o la citología clínica con conocimientos básicos en sus respectivos campos (por ejemplo, patólogo, técnico de laboratorio médico) y se encargue de la preparación de portaobjetos de microscopio.

## 【Materiales necesarios no suministrados】

Portaobjetos para microscopio, medio de montaje

## 【Instrucciones de uso】

- Retire la cubierta de plástico del soporte.
- Retire la espuma.
- Coloque el soporte en la posición de carga de cubreobjetos de vidrio.
- Deslice la manija hasta la ranura adecuada.
- Coloque el soporte en posición horizontal sobre la posición de carga de cubreobjetos de vidrio.

## 【Precauciones de uso】

- Utilice guantes para evitar cortarse con los bordes afilados del vidrio.
- En caso de que se produzca polvo o desprendimiento por una rotura o al desechar el producto, utilice una máscara de protección antipolvo (certificada por las autoridades pertinentes) para evitar su inhalación, así como gafas y guantes de protección.
- Evite tocar los cubreobjetos de vidrio con las manos húmedas, ya que estos podría quedar pegados.
- Evite el contacto del portaobjetos con disolventes orgánicos, ya que estos podrían descomponer el portaobjetos.
- Para la instalación de los cubreobjetos de vidrio, consulte el manual de funcionamiento del dispositivo que va a utilizar con este producto.

## 【Medidas de seguridad】

- Penetración en los ojos: si entra polvo en los ojos, lávelos inmediatamente con agua del grifo y consulte a un médico.

- Adherencia a la piel: limpie con cuidado sin dañar la piel. Consulte a un médico si se produce alguna herida o sarpullido.
- Ingestión: retire cualquier residuo de la boca y acuda lo antes posible a un médico.
- Inhalación: si inhala polvo, realice gárgaras. Si continúa teniendo picores, dolor o molestias en la nariz o la garganta, consulte al médico.

## 【Condiciones de funcionamiento y almacenamiento】

- Evite el contacto con la luz directa del sol, así como lugares con una elevada temperatura o humedad. Almacene el producto en interiores, en un lugar con suficiente ventilación natural.
- Cuando haya retirado del dispositivo el conjunto de soporte, guárdelo con su cubierta original.

## 【Fecha de caducidad】

- La fecha de caducidad está impresa en el paquete.

## 【Desecho】

- Este producto debe desecharse de acuerdo con la normativa local vigente o a través de una empresa de residuos.

## 【Precauciones】

El siguiente pictograma hace referencia a polvo de sílice producido por polvo de vidrio.



- Puede producir cáncer.
- Podrían producirse lesiones en el sistema respiratorio y el sistema renal si se inhala polvo con partículas durante largos períodos y en grandes cantidades.

## 【Especificaciones】

200/soporte; 5/caja

## 【Nota】

Si se produce algún incidente grave relacionado con este producto, deberá informar al fabricante y a las autoridades competentes. Este dispositivo es de un solo uso. No lo reutilice.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Fabricado en Japón	



## Visite nuestro sitio web

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. [www.sakura-finetek.com](http://www.sakura-finetek.com)  
Sakura Finetek Europe B.V. [www.sakura.eu](http://www.sakura.eu)

