

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Kasutamiseks seadmetega Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers 24×50 mm

REF 6416

【Sihtotstarve】

See toode on ette nähtud formaliinis fikseeritud ja parafiinis sulundatud (FFPE) lõikeproovide või tsütopatoloogiliste proovide katmiseks alusklaasil, et kaitsta proovi mehaanilise jõu ja keskkonnaga kokkupuutumise eest ning vaatluspreparaati valgusmikroskoobi all mikroskoopiliselt uurimiseks vaadelda. Toodet kasutatakse koos kinnitiga, mis pannakse proovi peale, et katteklaas alusklaasile kinnitada.

【Ettenähtud kasutaja】

Isik, kes töötab patoloogia, anatoomia või kliinilise tsütoloogia erialal ja omab oma erialaseid baasteadmisi (nt patoloog, meditsiinilaborant) ning vastutab vaatluspreparaatide ettevalmistamise eest.

【Vajalikud materjalid, mis ei kuulu komplekti】

Mikroskoobi alusklaasid, kinniti

【Kuidas kasutada】

- Eemaldage hoidliit plastkate.
- Eemaldage vaht.
- Pange hoidel katteklaasi laadimiskoha peale.
- Lükake sälk õigesse pilusse.
- Seadke hoidel katteklaasi laadimiskohal tasaseks.

【Ettevaatusabinõud kasutamisel】

- Kanda kindaid, et vältida klaasiservaga sisselõikamist.
- Kui seoses purunemise või kõrvaldamisega esineb õhus tolmu või laialipaiskunud osakesi, kanda sissehingamise ennetamiseks tolmumaski (riiklikult serditud), kaitseprille ja kaitsekindaid.
- Vältida puudutamist märgade kätega, kuna klaasid kleepuvad selle tagajärjel üksteise külge.
- Vältida kokkupuudet hoidli kokkupuudet orgaaniliste lahustitega, kuna need sulatavad hoidli üles.
- Lugege teavet klaasi paigaldamise kohta selle tootega koos kasutatava seadme kasutusjuhendist.

【Ohutusmeetmed】

- Silma sattumisel: kui tolm sattub silma, loputada kohe jooksva vee all ja pöörduda arsti poole.

- Kokkupuude nahaga: hoolikalt maha pühkida, kahjustamata nahka. Vigastuse või lööbe korral pöörduda arsti poole.
- Allaneelamisel: eemaldada jäägid suust ja pöörduda kohe arsti poole.
- Sissehingamisel: tolmu sissehingamise korral kuristada. Kui sügelus, valu või ebamugavustunne ei kao, ninast või kurgust, pöörduda arsti poole.

【Töö- ja säilitustingimused】

- Vältida otsest päikesevalgust ja kõrge temperatuuri/õhuniiskusega kohti. Hoida siseruumides, kus on piisav loomulik õhuvahetus.
- Kui seadmesse paigaldatud hoidel seadmest eemaldatakse, tuleb sellele orginaalkaas peale panna.

【Kõlblikkusaja lõpp】

- Kõlblikkusaja lõpp on trükitud pakendile.

【Kõrvaldamine】

- Kõrvaldamine tellida jäätmekäitlusettevõttelt või kõrvaldada kohalike eeskirju järgides.

【Ettevaatusabinõud】

Allpool olev piktogramm kujutab ränidioksiiditolmu klaastolmu tekkimisel.



- Võib põhjustada vähktõbe.
- Peentolmuosakeste pikaajaline suures koguses sissehingamine võib kahjustada hingamissüsteemi või neere.

【Spetsifikaadid】

200 tk hoidlis; 5 tk karbis

【Märkus】

Igast seadmega seotud ohujuhtumist tuleb teatada seadme tootjale ja oma pädevale asutusele.

See on ühekordselt kasutatav seade, seega pole see ette nähtud uuesti kasutamiseks.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Toodetud Jaapanis	



Külastage meie veebisaiti

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

