

# Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers berendezésekhez 24x50 mm

REF 6416

## [Rendeltetés]

A termék formalinnal fixált, paraffinba ágyazott (FFPE) metszeteket vagy citopatológiai mintákat tartalmazó tárgylemezek fedőlemezeként használható, hogy megvédje a mintát a mechanikai és környezeti hatásoktól, valamint a tárgylemezt fénymikroszkóp alatt vizsgálni lehessen. Ezt a terméket lefedő anyaggal kell használni, amit a mintára kell tenni, hogy a fedőlemez a tárgylemezhez tapadjon.

## [Rendeltetés szerinti felhasználó]

Patológiával, anatómiával vagy klinikai citológiával foglalkozó személy, aki rendelkezik az adott szakterület alapvető ismereteivel (pl. patológus, orvosi laboratóriumi technikus), és akinek a feladata a mikroszkópos tárgylemezek elkészítése.

## [Szükséges anyagok, amit a csomag nem tartalmaz]

Mikroszkóp tárgylemezek, lefedő anyag

## [Hogyan kell használni]

- Távolítsa el a tartó műanyag fedelét.
- Vegye ki a szivacsot.
- Tegye a tartót a fedőlemez adagolás helyére.
- Csúsztassa be a megfelelő helyre.
- A tartót egyenesen helyezze el a fedőlemez adagolón.

## [Használatot megelőző intézkedések]

- Viseljen kesztyűt, nehogy az üveg széle elvágja a kezét.
- Ha üvegtörés vagy bármilyen más miatt por vagy szennyeződés keletkezik, viseljen (hatósági tanúsítvánnyal rendelkező) porszűrő maszkot, hogy megelőzze a belélegzést, valamint védőszemüveget és védőkesztyűt.
- Nedves kézzel ne érjen hozzá, mert az üvegek egymáshoz tapadhatnak.
- A tartó ne érintkezzen szerves oldószerekkel, mert elolvadhat tőlük.
- Az üveg felhelyezését lásd a termékkel együtt használandó berendezés kezelési útmutatójában.

## [Biztonsági intézkedések]

- Szem(ek)be jutás: Ha a por szembe jut, azonnal öblítse ki folyó vízzel, és forduljon orvoshoz.

- Bőrrre tapadás: Óvatosan törölje le, közben ügyeljen, ne sértse fel a bőrt. Ha bármilyen sérülés vagy kiütés jelenik meg, forduljon orvoshoz.

- Lenyelés: Távolítsa el a szájából a maradványokat, és azonnal forduljon orvoshoz.

- Belélegzés: A por belélegzése esetén gargarizáljon. Ha az orrban vagy torokban viszketést, fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, forduljon orvoshoz.

## [Kezelési és tárolási feltételek]

- Közvetlen napfénytől és magas hőmérsékletű/páratartalmú helyektől távol tartandó. Tárolja zárt térben, ahol megfelelő természetes szellőzés biztosított.
- Amikor eltávolítja a berendezésből a tartót, tárolja az eredeti fedelével együtt.

## [Lejárat idő]

- A lejárat idő a csomagolásra van nyomtatva.

## [Hulladékkezelés]

- Adja át hulladékkezeléssel foglalkozó cégnek, vagy ártalmatlanítsa a vonatkozó helyi szabályozás szerint.

## [Óvintézkedések]

Az alábbi piktogram a szilícium-dioxid porra figyelmeztet, ami a használat során keletkező üvegporból származik.



- Rákkeltő hatás.
- Ha hosszabb ideig nagyobb mennyiségben belélegzik a finom részecskéket, az potenciálisan légzőrendszeri- vagy vesekárosodást okozhat.

## [Specifikációk]

200/tartó; 5/ doboz

## [Megjegyzés]

Ha bármilyen súlyos esemény történik az eszköz használata kapcsán, bejelentést kell tenni a gyártónak és az illetékes hatóságnak.

Egyszer használatos eszköz, amit nem újrafelhasználásra szántak.

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | Sakura Finetek Japan Co., Ltd.,<br>31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome,<br>Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan   |
| EC REP           | Sakura Finetek Europe B.V.<br>Flemingweg 10a<br>2408 AV Alphen aan den Rijn<br>The Netherlands  |
| CH REP           | MedNet SWISS GmbH<br>Bäderstrasse 18, 5400 Baden,<br>Switzerland  |
|                  | Sakura Finetek Europe B.V.<br>Flemingweg 10a<br>2408 AV Alphen aan den Rijn<br>The Netherlands<br>Sysmex Suisse AG<br>Todistrasse 50, 8810 Horgen,<br>Switzerland |
| Készült Japánban |   |



## Keresse fel weboldalunkat

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. [www.sakura-finetek.com](http://www.sakura-finetek.com)  
Sakura Finetek Europe B.V. [www.sakura.eu](http://www.sakura.eu)

