

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Da utilizzare con i Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers 24x50 mm

REF 6416

【Destinazione d'uso】

Questo prodotto serve per il montaggio di vetrini contenenti sezioni di campioni fissati con formalina e inclusi in paraffina (FFPE) oppure campioni citopatologici in modo da proteggerli dalle sollecitazioni meccaniche o dall'esposizione ambientale. Questa soluzione permette di eseguire l'esame dei vetrini sotto la luce del microscopio. Questo prodotto viene utilizzato con un montavetrini posizionato sul campione per fissare al vetrino la copertura di vetro

【Destinazione d'uso】

Persona che lavora nel campo patologico, anatomico o della citologia clinica, con conoscenze di base del suo campo di competenza (ad es. patologo, tecnico di laboratorio clinico) e che si occupa della preparazione del vetrino del microscopio.

【Materiali necessari ma non in dotazione】

Vetrini per microscopio, montavetrini

【Modalità d'uso】

- Rimuovere la copertura di plastica dal supporto.
- Rimuovere la spugna.
- Posizionare il supporto sulla posizione di carica della copertura di vetro.
- Inserire la tacca nell'apposito slot.
- Posizionare il supporto in modo che sia piatto sulla posizione di caricamento della copertura.

【Precauzioni d'uso】

- Indossare guanti protettivi per evitare di tagliarsi con i bordi del vetro.
- Se è presente della polvere o dei frammenti causate dalla rottura o dallo smaltimento, indossare una mascherina antipolvere (omologata dal governo) per prevenire l'inalazione e gli occhiali e i guanti protettivi.
- Evitare di toccare con le mani bagnate per non fare attaccare i vetrini tra loro.
- Evitare il contatto del supporto con solventi organici in quanto questi possono fondere il supporto.
- Per il montaggio dei vetrini consultare il manuale d'uso del dispositivo da utilizzare insieme al prodotto.

【Misure di sicurezza】

- Infiltrazione negli occhi: in caso di infiltrazione della polvere negli occhi, lavare immediatamente sotto acqua corrente e rivolgersi a un medico.

- Aderenza alla cute: rimuovere con cautela per evitare di danneggiare la cute. In caso di lesione o abrasione, rivolgersi a un medico.
- Ingestione: eliminare i residui dalla bocca e rivolgersi immediatamente a un medico.
- Inalazione: in caso di inalazione, effettuare dei gargarismi. Se il prurito, il dolore o il malessere nel naso o nella gola dovesse persistere, rivolgersi a un medico.

【Funzionamento e condizioni di conservazione】

- Evitare luoghi esposti a raggi diretti del sole, alle alte temperature/ alta umidità. Conservare al chiuso con una ventilazione naturale sufficiente.
- Dopo aver rimosso il set supporto dal dispositivo, conservarlo con la copertura originale.

【Data di scadenza】

- La data di scadenza è stampata sulla confezione.

【Smaltimento】

- Smaltimento presso un'azienda specializzata o in conformità con i regolamenti locali in vigore.

【Precauzioni】

Il pittogramma sotto illustra la polvere di silice in caso di polvere di vetro.



- È cancerogena.
- L'inalazione prolungata e massiccia della polvere fine di particolato potrebbe danneggiare l'apparato respiratorio e i reni.

【Specifiche】

200/supporto; 5/custodia

【Nota】

Tutti gli incidenti gravi collegati al dispositivo devono essere comunicati al produttore e alla vostra autorità di vigilanza di riferimento.

È un dispositivo monouso, quindi non è previsto il riutilizzo.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Made in Japan	



Visitate il nostro sito web

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

