

„Tissue-Tek® Glas™ Coverslips“

Skirti naudoti su „Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers“ 24x50 mm

REF 6416

[Numatyta paskirtis]

Šis gaminytis naudojamas stikliniam objektiniam stikleliui su uždėtu formalinu fiksuotų ir parafinu užlietų (FFPE) mėginių arba citopatologinių mėginių pjūviu uždengti, kad mėginys būtų apsaugotas nuo mechaninės jėgos ar aplinkos poveikio ir būtų galima stebėti objektinį stiklį šviesos mikroskopu atliekant mikroskopinį tyrimą. Šis gaminytis naudojamas su histologine terpe, kuria padengiamas mėginys, kad dengiamasis stiklis prikibytų prie objektyvio stiklelio.

[Numatytasis naudotojas]

Asmuo, dirbantis patologijos, anatomijos ar klinikinės citologijos srityje, kuris turi pagrindinių atitinkamos srities žinių (pvz., patologas, medicinos laboratorijos technikas) ir yra atsakingas už mikroskopinių objektinių stiklelių paruošimą.

[Reikalingos, bet nepridedamos medžiagos]

Mikroskopo objektiniai stikleliai, histologinė terpė

[Kaip naudoti]

- Nuimkite plastikinį dangtelį nuo laikiklio.
- Išimkite putplastį.
- Uždėkite laikiklį ant dengiamųjų stiklelių dėjimo vietos.
- Įstumkite įrantą į tinkamą angą.
- Uždėkite laikiklį plokščiai ant dengiamųjų stiklelių dėjimo vietos.

[Naudojimo atsargumo priemonės]

- Mūvėkite pirštines, kad neįsijautumėte į stiklo kraštus.
- Jei sudužus arba šalinant susidaro dulkių ar išsisklaido stiklo dalelės, dėvėkite dulkėms nepralaidžią kaukę (sertifikuotą pagal vyriausybės nustatytus bandymų reikalavimus), kad jų neįkvėptumėte, dėvėkite apsauginius akinius ir mūvėkite apsaugines pirštines.
- Nelieskite drėgnomis rankomis, nes stikleliai sulips.
- Venkite laikiklio sąlyčio su organiniais tirpikliais, nes jie tirpdo laikiklį.
- Apie stiklelių dėjimą žr. prietaiso, kuris bus naudojamas kartu su šiuo gaminiu, naudojimo instrukcijoje.

[Saugos priemonės]

- Patekus į akis: jei į akis pateko dulkių, nedelsdami praplaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

- Prilipus prie odos: atsargiai nuvalykite, nepažeisdami odos. Jei atsirado kokių nors sužalojimų ar bėrimų, kreipkitės į gydytoją.
- Prarijus: pašalinkite likučius iš burnos ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Įkvėpus: įkvėpus dulkių, skalaukite gerklę. Jei nepraeina nosies ar gerklės niežėjimas, skausmas ar diskomfortas, kreipkitės į gydytoją.

[Naudojimo ir laikymo sąlygos]

- Venkite tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros / didelės drėgmės. Laikykite patalpoje, ten, kur yra patenkinama natūrali ventilacija.
- Išėmę įrenginyje esantį laikiklį iš įrenginio, laikykite jį su originaliu dangteliu.

[Galiojimo data]

- Galiojimo data atspausdinta ant pakuotės.

[Šalinimas]

- Šalinimas perduodant atliekų tvarkymo įmonei arba vadovaujantis galiojančiais vietiniais teisės aktais.

[Atsargumo priemonės]

Toliau pateikiama piktograma įspėja dėl silicio dioksido dulkių, kai naudojimo metu susidaro stiklo dulkės.



- Gali sukelti vėžį.
- Galimas kvėpavimo takų arba inkstų pažeidimas gali atsirasti dėl ilgalaikio didelio kiekio smulkių dulkių įkvėpimo.

[Specifikacijos]

200 laikiklyje; 5 dėkle

[Pastaba]

Jei įvyko kokių nors rimtų su priemone susijusių incidentų, apie tai būtina pranešti gamintojui ir savo kompetingai institucijai. Tai vienkartinė priemonė, todėl ji neskirta naudoti pakartotinai.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Pagaminta Japonijoje	



Apsilankykite mūsų svetainėje

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

