

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers izmantošanai

24x50 mm

REF 6416

[Paredzētais mērķis]

Šo izstrādājumu izmanto, lai pārklātu priekšmetstikliņu, kurā ir pievienota formalinā fiksēta un parafinā iekļauta (FFPE) paraugu daļa vai citopatoloģiski paraugi, lai aizsargātu paraugu no mehāniska spēka vai vides iedarbības un novērotu priekšmetstikliņu zem gaismas mikroskopa mikroskopiskai izmeklēšanai. Šo izstrādājumu lieto kopā ar stiprinājuma līdzekli, ko novieto virs parauga, lai pārsega stiklu piestiprinātu priekšmetstikliņam.

[Paredzētais lietotājs]

Persona, kas strādā patoloģijas, anatomijas vai klīniskās citoloģijas jomā ar pamatzināšanām attiecīgajā jomā (piemēram, patoloģis, medicīnas laboratorijas tehniķis) un kas atbild par mikroskopa priekšmetstikliņu sagatavošanu.

[Nepieciešamie materiāli, kas nav iekļauti]

Mikroskopa priekšmetstikliņi, stiprinājuma līdzeklis

[Kā lietot]

- Noņemiet plastmasas pārsegu no turētāja.
- Noņemiet putuplastu.
- Novietojiet turētāju uz pārsega stikla ievietošanas stāvoklī.
- Iebīdīet rievu attiecīgajā atverē.
- Novietojiet turētāju plakaniski uz pārsega stikla ievietošanai.

[Lietošanas piesardzības pasākumi]

- Uzvelciet cimdus, lai nesagrieztos ar stikla malām.
- Ja saplīstot vai pēc utilizācijas rodas putekļi vai izkliede, uzvelciet putekļu necaurlaidīgu masku (valsts apstiprinātā testā sertificētu), lai nepieļautu ieelpošanu, kā arī izmantojiet acu aizsarglīdzekļus un aizsargcimdus.
- Nepieskarieties ar mitrām rokām, jo priekšmetstikliņi salīps.
- Nepieļaujiet roktura saskari ar organiskajiem šķīdinātājiem, jo turētājs var izkust.
- Informāciju par priekšmetstikliņu uzstādīšanu skatiet kopā ar šo izstrādājumu izmantojamās ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

[Drošības pasākumi]

- Iekļūšana acīs: ja acīs iekļūst putekļi, nekavējoties izskalojiet tās ar tekošu ūdeni un konsultējieties ar ārstu.

- Pielipšana ādai: uzmanīgi noslaukiet, nebojājot ādu. Ja rodas trauma vai izsitumi, konsultējieties ar ārstu.
- Norīšana: iztīriet no mutes visas paliekas un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Ieelpošana: ja tiek ieelpoti putekļi, izskalojiet kaklu. Ja degunā vai rīklē saglabājas nieze, sāpes vai diskomforta sajūta, konsultējieties ar ārstu.

[Lietošanas un uzglabāšanas apstākļi]

- Izvairieties no tiešas saules gaismas, kā arī augstas temperatūras un ļoti mitrām vietām. Glabājiet telpās vietā, kur ir apmierinoša dabīgā ventilācija.
- Kad ierīcē uzstādītais turētājs tiek noņemts, uzglabājiet to ar oriģinālo pārsegu.

[Derīguma termiņš]

- Derīguma termiņš ir iespiests uz iepakojuma.

[Utilizācija]

- Utilizācija jāveic atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai no izstrādājumiem jāatbrīvojas saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem.

[Piesardzības pasākumi]

Zemāk piktogrammas veidā tiek parādīts brīdinājums par silīcija putekļiem, kad lietošanas laikā rodas stikla putekļi.

Bīstami!



- Var izraisīt ļaundabīgu audzēju.
- Iespējams elpošanas sistēmas vai nieru bojājums, ilgstoši lielos daudzumos ieelpojot smalko daļiņu putekļus.

[Specifikācijas]

200/turētājs; 5/iepakojumā

[Piezīme]

Ja rodas kādi būtiski negadījumi saistībā ar ierīci, par tiem ir jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei.

Šī ir vienreizējās lietošanas ierīce, tāpēc tā nav paredzēta atkārtotai lietošanai.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Izgatavots Japānā	



Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

