

# Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Voor gebruik met Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers 24x50 mm

REF 6416

## 【Beoogd gebruik】

Het product wordt gebruikt voor het afdekken van een objectglaasje met een bevestigd gedeelte formaline gefixeerd en in paraffine ingebed weefsel (FFPE) monster of cytopathologische monster om het monster te beschermen tegen mechanische krachten of blootstelling aan de omgeving en om het glaasje onder een lichtmicroscop te bekijken voor microscopisch onderzoek. Dit product wordt gebruikt met een insluitmiddel dat op het monster wordt aangebracht om het afdekglasje op het objectglaasje te plaatsen.

## 【Beoogde gebruiker】

Iemand die werkzaam is in de pathologie, anatomie of klinische cytologie met basiskennis van zijn of haar respectieve vakgebied (zoals een patholoog of medisch laborant) en verantwoordelijk is voor de preparatie van microscoopglasjes.

## 【Vereiste, maar niet geleverde materialen】

Microscoopglasjes, insluitmiddel

## 【Hoe te gebruiken】

- Haal de plastic deksel van de houder.
- Verwijder schuim.
- Plaats de houder op de laadpositie van het afdekglasje.
- Schuif de inkeping in de juiste sleuf.
- Plaats de houder plat op het afdekglasje.

## 【Voorzorgsmaatregelen voor gebruik】

- Draag handschoenen om sneeën van glasranden te voorkomen.
- Als er sprake is van stof of stukjes glas omdat het kapot is gegaan of weg is gegooid, dan draagt u een stofmasker (wettelijk gecertificeerd) om inademen te voorkomen, een veiligheidsbril en beschermende handschoenen.
- Niet met natte handen aanraken, aangezien de glasjes dan aan elkaar vastplakken.
- De houder niet in contact laten komen met organische oplosmiddelen, aangezien de houder dan wegsmeelt.
- Om het glaasje te plaatsen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat samen met dit product gebruikt gaat worden.

## 【Veiligheidsmaatregelen】

- Contact met ogen: Als er stof in de ogen komt, spoelt u ze onmiddellijk met stromend water en raadpleegt u een arts.

- Contact met de huid: Veeg het er voorzichtig af zonder de huid te beschadigen. Raadpleeg een arts als er sprake is van letsel of uitslag.
- Inslikken: Verwijder restanten uit de mond en raadpleeg zo snel mogelijk een arts.
- Inademen: Als er stof is ingeademd, moet u gorgelen. Als u last blijft houden van jeuk, pijn, of ongemak in de neus of keel, raadpleegt u een arts.

## 【Opslag- en bedrijfsomstandigheden】

- Vermijd plekken met direct zonlicht en een hoge temperatuur/hoge luchtvochtigheid. Bewaar binnenshuis op een plek met voldoende natuurlijke ventilatie.
- Als de houder in het apparaat eenmaal uit het apparaat is verwijderd, bewaart u deze met de originele deksel.

## 【Uiterste gebruiksdatum】

- De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking.

## 【Weggoien】

- Besteed het weggoien uit aan een afvalbedrijf of gooi ze weg in overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke regelgeving.

## 【Voorzorgsmaatregelen】

Hieronder wordt een pictogram weergegeven met siliciumstof als er glasstof wordt gegenereerd.



- Kan kanker veroorzaken.
- Luchtwegen of nieren kunnen mogelijk beschadigd raken als er langdurig en in grote hoeveelheden fijnstof wordt ingeademd.

## 【Specificaties】

200/houder; 5/ casus

## 【Opmerking】

Alle ernstige incidenten die zich voordoen als gevolg van het apparaat moeten aan de fabrikant en de juiste bevoegde instantie gemeld.

Dit is een apparaat voor eenmalig gebruik en mag dus niet opnieuw gebruikt worden.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Gemaakt in Japan	



## Bezoek onze website

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. [www.sakura-finetek.com](http://www.sakura-finetek.com)  
Sakura Finetek Europe B.V. [www.sakura.eu](http://www.sakura.eu)

