

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

For bruk med Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers

24x50 mm

REF 6416

【Tiltenkt formål】

Dette produktet brukes til å dekke en glassplatt som inneholder en festet seksjon av formalinfaste og parafininnstøpte (FFPE) prøver, eller cytopatologiske prøver, for å beskytte prøven mot mekanisk påvirkning eller miljøeksponering, og observere lysbildet under lysmikroskop for mikroskopisk undersøkelse. Dette produktet brukes med et monteringsmedium som er plassert over prøven for festing av dekselglasset til glassplaten.

【Tiltenkt bruker】

Personer som arbeider innen patologi, anatomi eller klinisk cytologi med grunnleggende kunnskaper om sitt respektive felt (f.eks. patolog, medisinsk laboratorietekniker) og som er ansvarlig for klargjøring av plater til mikroskopisk undersøkelse.

【Materialer som kreves, men ikke levert】

Mikroskopplater, monteringsmedium

【Hvordan bruke】

- Fjern plastdekselet fra holderen.
- Fjern skum.
- Plasser holderen på glassets lasteposisjon.
- Skyv hakket inn i riktig spor.
- Plasser holderen flatt på glassdekselet.

【Forholdsregler for bruk】

- Bruk hansker for å forhindre kutt forårsaket av glasskanter.
- Hvis det oppstår støvete eller rotete forhold forårsaket av brudd eller avhending, bruk en støvtett maske (godkjent av gjeldende myndigheter) for å forhindre innånding, og bruk vernebriller og vernehansker.
- Unngå å berøre med våte hender, da glassplatene vil feste seg til hverandre.
- Unngå kontakt av holderen med organiske løsemidler, fordi de smelter bort holderen.
- For glassinstallasjonen, se bruksanvisningen til enheten som skal brukes sammen med dette produktet.

【Sikkerhetstiltak】

- Inntrenging til øyne: Hvis støv kommer inn i øyet, skylk straks med rennende vann og kontakt lege.

- Hudkontakt: Tørk forsiktig av uten å skade huden. Kontakt lege hvis det har oppstått skade eller utslett.
- Inntak: Fjern eventuelle rester i munnen, og kontakt lege omgående.
- Inhalasjon: Hvis støv inhaleres, gurgle. Hvis kløe, smerte eller ubehag vedvarer i nesen eller halsen, kontakt lege.

【Drift og lagringsforhold】

- Unngå direkte sollys og steder med høy temperatur/høy luftfuktighet. Oppbevares innendørs på et sted med tilfredsstillende naturlig ventilasjon.
- Når holdersettet i enheten er fjernet fra enheten, lagrer du det med det originale dekselet.

【Utløpsdato】

- Utløpsdatoen er trykt på pakken.

【Avhending】

- Avhending til et avfallsselskap eller avhending av dem i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

【Forholdsregler】

Nedenfor er et piktogram som silikastøv når glassstøv oppstår.



- Kan forårsake kreft.
- Potensiell luftveis- eller nyreskade kan skyldes innånding av fint partikkelstøv over lange perioder i store mengder.

【Spesifikasjoner】

200/holder; 5/boks

【Merknad】

Hvis det er noen alvorlige hendelser som har skjedd i forhold til enheten, skal det rapporteres til produsenten og din kompetente myndighet.

Dette er en engangsenhet, så den er ikke ment for gjenbruk.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Produsert i Japan	



Besøk vår nettside

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
 Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

