

# Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Do użycia w automatach Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers 24×50 mm

REF 6416

## [Przeznaczenie]

Ten produkt służy do nakrywania szkiełka nakrywkowego zawierającego dołączoną część próbek utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) lub próbek cytopatologicznych w celu ochrony próbki przed siłami mechanicznymi lub narażeniem środowiskowym oraz obserwowania szkiełka pod mikroskopem optycznym w celu przeprowadzenia badania mikroskopowego. Ten produkt jest używany ze środkiem do osadzania preparatu, który jest umieszczany na próbce w celu przymocowania szkiełka nakrywkowego do szkiełka.

## [Docelowy Użytkownik]

Osoba pracująca w dziedzinie patologii, anatomii lub cytologii klinicznej, posiadająca podstawową wiedzę w swojej dziedzinie (np. patolog, technik laboratorium medycznego) i odpowiedzialna za przygotowanie szkiełek mikroskopowych.

## [Materiały wymagane, które nie zostały dostarczone]

Szkiełka mikroskopowe, środek do osadzania preparatu

## [Sposób użycia]

- Zdjąć plastikową osłonę z uchwytu.
- Zdjąć piankę.
- Umieścić uchwyt w pozycji ładowania szkiełka nakrywkowego.
- Wsunąć wycięcie w odpowiednie gniazdo.
- Umieścić uchwyt płasko w pozycji ładowania szkiełka nakrywkowego.

## [Środki ostrożności dotyczące stosowania]

- Założyć rękawice ochronne, aby zapobiec skażeniu spowodowanym krawędziami szkła.
- W jakichkolwiek warunkach zapylenia lub rozpryskiwania spowodowanego pęknięciem lub wyrzuceniem, należy zakładać maskę przeciwpyłową (z atestem rządowym), aby zapobiec wdychaniu, okulary ochronne i rękawice ochronne.
- Unikać dotykania mokrymi rękami, ponieważ szkiełka będą się do siebie przyklejać.
- Unikać kontaktu uchwytu z rozpuszczalnikami organicznymi, ponieważ rozpuszczają one uchwyt.
- Informacje na temat umieszczania szkiełka znajdują się w instrukcji obsługi wyrobu, który ma być używany razem z tym produktem.

## [Środki bezpieczeństwa]

- Przedostanie się do oka/oczu: jeżeli do oka dostanie się pył, natychmiast przemyć pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.

- Przyleganie do skóry: starannie wytrzeć, nie uszkadzając skóry. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek urazu lub wysypki, skonsultować się z lekarzem.
- Połknięcie: usunąć z ust wszelkie pozostałości i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
- Narażenie przez drogi oddechowe: w przypadku wdychania pyłu, przepłukać gardło. Jeżeli w nosie lub gardle utrzymuje się swędzenie, ból lub dyskomfort, skonsultować się z lekarzem.

## [Warunki dotyczące obsługi i przechowywania]

- Unikać bezpośredniego narażenia na światło słoneczne oraz miejsc o wysokiej temperaturze/wysokiej wilgotności. Przechowywać w pomieszczeniu w miejscu o wystarczającej wentylacji naturalnej.
- Po wyjęciu uchwytu z urządzenia, przechowywać go z oryginalną osłoną.

## [Termin ważności]

- Termin ważności wydrukowano na opakowaniu.

## [Utylizacja]

- Produkt należy utylizować w firmie zajmującej się odpadami lub utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

## [Środki ostrożności]

Poniższy piktogram stanowi ostrzeżenie przed pyłem krzemionkowym, w przypadku gdy powstaje pył szklany podczas użytkowania.



- Może powodować raka.
- Wdychanie drobnopięknego pyłu przez długi czas w dużych ilościach może doprowadzić do potencjalnego uszkodzenia układu oddechowego lub nerek.

## [Specyfikacje]

200/uchwyt; 5/opakowanie

## [Uwaga]

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek poważnych incydentów, które miały miejsce w związku z wyrobem, należy zgłosić je producentowi i właściwemu organowi.

To urządzenie jednorazowego użytku, dlatego nie jest przeznaczone do ponownego użycia.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Wyprodukowano w Japonii	



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. [www.sakura-finetek.com](http://www.sakura-finetek.com)

Sakura Finetek Europe B.V. [www.sakura.eu](http://www.sakura.eu)

