

# Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Pentru utilizare cu Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers 24x50 mm

REF 6416

## [Scopul vizat]

Acest produs este utilizat pentru a acoperi o lamelă de sticlă care conține o secțiune atașată de specimene fixate în formol și încorporate în parafină (FFPE) sau de specimene citopatologice pentru a proteja specimenul de forța mecanică sau de expunerea la mediul înconjurător și pentru a observa lamela la microscopul optic în vederea examinării microscopice. Acest produs este utilizat cu un mediu de montare care este plasat peste specimen pentru fixarea capacului de sticlă pe lamelă.

## [Utilizatorul vizat]

O persoană care lucrează în domeniul patologiei, anatomiei sau citologiei clinice cu cunoștințe de bază în domeniul respectiv (de exemplu, patolog, tehnician de laborator medical) și care este responsabilă de pregătirea lamelelor pentru microscop.

## [Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate]

Lamele pentru microscop, mediu de montare

## [Mod de utilizare]

- Îndepărtați capacul de plastic de pe suport.
- Îndepărtați spuma.
- Așezați suportul în poziția de încărcare a sticlei de acoperire.
- Glisați creștătura în fanta corespunzătoare.
- Așezați suportul orizontal pe zona de încărcare a sticlei de acoperire.

## [Precauții de utilizare]

- Purtați mănuși pentru a preveni tăieturile provocate de marginile sticlei.
- În cazul în care se produce praf sau dispersie cauzate de spargerea sau eliminarea produsului, purtați o mască de protecție împotriva prafului (certificată prin teste guvernamentale) pentru a preveni inhalarea, ochelari de protecție și mănuși de protecție.
- Evitați atingerea cu mâinile ude, deoarece sticlele se vor lipi unele de altele.
- Evitați contactul suportului cu solvenți organici, deoarece aceștia topesc suportul.
- Pentru instalarea sticlei, consultați manualul de utilizare al dispozitivului care urmează să fie utilizat împreună cu acest produs.

## [Măsuri de siguranță]

- Pătrunderea în ochi: În cazul în care praful pătrunde în ochi, clătiți imediat cu apă curentă și consultați un medic.

- Aderența pe piele: Ștergeți cu grijă, fără a vătăma pielea. Consultați un medic în cazul în care apar leziuni sau erupții cutanate.
- Ingerare: Eliminați orice reziduu din gură și consultați imediat un medic.
- Inhalare: În cazul inhalării prafului, faceți gargară. În cazul în care persistă mâncărimea, durerea sau disconfortul la nivelul nasului sau al gâtului, consultați un medic.

## [Condiții de funcționare și depozitare]

- Evitați lumina directă a soarelui și locurile cu temperaturi ridicate/umiditate ridicată. A se depozita în interior, într-un loc cu ventilație naturală corespunzătoare.
- După ce suportul setat în dispozitiv este scos din dispozitiv, depozitați-l aplicând capacul original.

## [Data de expirare]

- Data de expirare este tipărită pe ambalaj.

## [Eliminare]

- Eliminați-le prin intermediul unei companii de deșeuri sau eliminați-le în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

## [Precauții]

Mai jos este o pictogramă privind praful de siliciu atunci când se generează praf de sticlă.



- Poate cauza cancer.
- Sunt posibile leziuni ale sistemului respirator sau ale rinichilor ca urmare a inhalării de pulberi sub formă de particule fine pe perioade lungi și în cantități mari.

## [Specificații]

200/suport; 5/cutie

## [Notă]

În cazul în care apar incidente grave legate de dispozitiv, acestea trebuie raportate producătorului și autorității competente. Acesta este un dispozitiv de unică folosință, deci nu este destinat reutilizării.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Produs în Japonia	



Vă rugăm să vizitați site-ul nostru

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. [www.sakura-finetek.com](http://www.sakura-finetek.com)  
Sakura Finetek Europe B.V. [www.sakura.eu](http://www.sakura.eu)

