

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Za uporabo Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers

24x50 mm

REF 6416

[Predvideni namen]

Ta izdelek se uporablja za prekrivanje steklenega stekelca s pritrjenim delom vzorcev, fiksiranih s formalinom in vgrajenih v parafin (FFPE), ali citopatoloških vzorcev, da se vzorec zaščiti pred mehansko silo ali izpostavljenostjo okolju in opazuje pod svetlobnim mikroskopom za mikroskopski pregled. Ta izdelek se uporablja z montažnim medijem, ki se namesti na vzorec za pritrditev pokrivnega stekla na objektno steklo.

[Predvideni uporabnik]

Oseba, ki dela na področju patologije, anatomije ali klinične citologije z osnovnim znanjem s svojega področja (npr. patolog, medicinski laborant) in je odgovorna za pripravo mikroskopskih preparatov.

[Potrebni materiali, ki niso priloženi]

Mikroskopska stekelca, pritrjevalno sredstvo

[Uporaba]

- Z držala odstranite plastični pokrov.
- Odstranite peno.
- Držalo postavite v položaj za nalaganje pokrivnega stekelca.
- Zarezo potisnite v ustrezno režo.
- Držalo položite plosko na pokrivno stekelce za nalaganje.

[Previdnostni ukrepi za uporabo]

- Nosite rokavice, da preprečite ureznine zaradi robov stekla.
- Če pride do prašenja ali razpršenosti zaradi razbitja ali odlaganja, nosite protiprašno masko (certificirano s strani vlade), da preprečite vdihavanje, zaščitna očala in zaščitne rokavice.
- Ne dotikajte se z mokrimi rokami, saj se bodo stekelca zlepila med seboj.
- Izogibajte se stiku držala z organskimi topili, ker držalo raztapljajo.
- Za namestitvev stekelca glejte navodila za uporabo naprave, ki se uporablja skupaj s tem izdelkom.

[Varnostni ukrepi]

- Stik z očesom/očmi Če prah pride v oko/oči, ga/jih takoj sperite s tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom.

- Stik s kožo: Kožo previdno obrišite in pazite, da je ne poškodujete. V primeru poškodbe ali izpuščaja se posvetujte z zdravnikom.
- Zaužitje: Odstranite morebitne ostanke v ustih in se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
- Vdihavanje: Če vdihnete prah, grgrajte. Če srbenje, bolečina ali nelagodje v nosu ali grlu ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

[Pogoji delovanja in shranjevanja]

- Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in krajem z visoko temperaturo/visoko vlažnostjo. Shranjujte v zaprtih prostorih z zadostnim naravnim prezračevanjem.
- Ko držalo, ki je vgrajeno v pripomoček, odstranite s pripomočka, ga shranite z originalnim pokrovom.

[Datum izteka uporabnosti]

- Datum poteka veljavnosti je natisnjen na embalaži.

[Odstranjevanje]

- Odstraniti na podjetju za ravnanje z odpadki ali odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

[Previdnostni ukrepi]

Spodaj je prikazan piktogram silicijevega prahu pri nastajanju steklenega prahu.



- Lahko povzroči raka.
- Zaradi dolgotrajnega vdihavanja drobnih prašnih delcev v velikih količinah lahko pride do možnih poškodb dihalnega sistema ali ledvic.

[Tehnične specifikacije]

200/držalo; 5/ zabo

[Opomba]

Če se v zvezi s pripomočkom zgodijo kakršni koli resni incidenti, je treba o tem obvestiti proizvajalca in pristojni organ. To je pripomoček za enkratno uporabo, zato ni namenjen ponovni uporabi.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Izdelano na Japonskem	



Obiščite naše spletišče

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

