

Tissue-Tek® Coverslipping Film

REF 4770

Tissue-Tek® Coverslipping Film je folija, ki je zasnovana za uporabo s folijami Sakura Finetek Tissue-Tek Film® in Tissue-Tek® SCA™ Coverslippers. Za zagotovitev pravilne in varne uporabe izdelka, pred uporabo natančno preberite ta uporabniški priročnik.

[Predvideni namen]

Ta izdelek se uporablja za prekrivanje steklenega stekelca s pritrjenim delom vzorcev, fiksiranih s formalinom in vgrajenih v parafin (FFPE), ali citopatoloških vzorcev, da se vzorec zaščiti pred mehansko silo ali izpostavljenostjo okolju in opazuje pod svetlobnim mikroskopom za mikroskopski pregled. Ta izdelek se uporablja z aktuatorjem, nor. s ksilenom, ki raztopi lepilo folije, ki se pritrdi na preparatno stekelce.

[Predvideni uporabnik]

Oseba, ki dela na področju patologije, anatomije ali klinične citologije z osnovnim znanjem s svojega področja (npr. patolog, medicinski laborant) in je odgovorna za pripravo mikroskopskih preparatov.

[Potrebni materiali, ki niso priloženi]

Preparatna stekelca, ksilen

[Previdnostni ukrepi za uporabo]

Počakajte, da se folija popolnoma prilagodi okolju, v katerem se bo uporabljala. Embalažo folije je treba odpreti in vsaj 24 ur pred uporabo hraniti v okolju brez prahu, pri temperaturi od 10 °C do 30 °C (50° do 86° F) in med 30- in 70-odstotno vlažnostjo.

Za namestitev filma glejte navodila za uporabo naprave, ki se uporablja skupaj s tem izdelkom.

[Varnostni ukrepi]

Če se ta izdelek uporablja, kot je predvideno, posebnih zdravstvenih ali varnostnih tveganj ni.

[Shranjevanje]

Folija:

Zvitke folije shranjujte pri temperaturi od 10 °C do 30 °C (50° do 86° F) in med 30- in 70-odstotno vlažnostjo.

Zaščititi pred ekstremnimi temperaturami in dolgotrajno izpostavljenostjo svetlobi ali zelo visoki vlažnosti.

Študije so pokazale, da lahko trajno shranjevanje folije pri temperaturi nad 40 °C (104° F) dlje kot štiri tedne povzroči mehurčke, razpokanost in/ali slabo oprijemljivost folije na preparatno stekelce.

Preparatno stekelce:

Preparatna stekelca s folijo je treba hraniti v okolju z nadzorovano temperaturo in vlažnostjo. Vzdrževati je treba temperaturo 22 °C +/- 3 °C in manj kot 50-odstotno vlažnost. Arhivirana preparatna stekelca je treba hraniti v navpičnem pokončnem položaju, tako da se površina folije enega preparatnega stekelca dotika steklene površine sosednjega preparatnega stekelca. Študije pospešenega staranja so pokazale, da je stabilnost folije primerljiva ali boljša od prejšnje formulacije.

[Tehnične specifikacije]

Dolžina: 70 metrov Širina: 24 mm

[Datum izteka uporabnosti]

Datum poteka uporabnosti je natisnjen na zgornji strani embalaže z 1 zvitkom.

[Odstranjevanje]

Odstraniti na podjetju za ravnanje z odpadki ali odstraniti v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

[Opomba]

Če se v zvezi s pripomočkom zgodijo kakršni koli resni incidenti, je treba o tem obvestiti proizvajalca in pristojni organ.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
	Izdelano na Japonskem



Obiščite naše spletišče

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu



2023.01
D-22H002-1014-02