

Tissue-Tek® Eosin

Za vsebnik standardne raztopine Prisma (Plus)

Navodila za uporabo

REF 9134-E

Predvideni namen

Ta izdelek je namenjen za barvanje citoplazme v vzorcih, fiksiranih v formalinu in vgrajenih v parafin (FFPE), ali citopatoloških vzorcih. Običajno se uporablja v kombinaciji s hematoksilinom 3G (obarvanje jedra), pri obarvanih vzorcih pa lahko opazujemo morfološke in strukturne značilnosti celic pod svetlobnim mikroskopom.

Predvideni uporabnik

Uporabnik je oseba, ki dela na področju patologije, anatomije ali klinične citologije in ima osnovno znanje s tega področja (npr. patolog, medicinski laborant) ter je odgovorna za pripravo mikroskopskih preparatov.

Princip testiranja

Citoplazma (večina celičnih organelov) in zunajcelični matriks se obarvata rdeče/rožnato z eozinom.

Previdnostni ukrepi za uporabo

- Vse pripravljene raztopine za obarvanje je treba v bistvu dati v vsebnik za standardno raztopino.
- Če se kakovost obarvanja ali prostornina raztopine zmanjša, zamenjajte uporabljeno raztopino za obarvanje z novo pripravljeno raztopino.
- Če imate kakršno koli vprašanje ali potrebujete pomoč pri uporabi eozina, se obrnite na distributerja ali zastopnika družbe Sakura.

Potrebni materiali, ki niso priloženi

Mikroskopska stekelca, ksilen, etanol, hematoksilin

Varnostni ukrepi

- Pred uporabo preverite informacije o nevarnosti in strupenosti v varnostnem listu (SDS) izdelka.
- Pri ravnanju z izdelkom nosite ustrezno zaščitno opremo/zaščito za oči/zaščito za obraz.
- Hraniti stran od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje ni dovoljeno.
- Zagotovite ustrezno prezračevanje.
- Po rokovanju si temeljito umijte roke.
- V primeru požara: Za gašenje uporabite ogljikov dioksid (CO₂), peno, odporno na alkohol, suho kemikalijo ali vodno meglo.

Ukrepi prve pomoči

- V primeru stika z očmi prizadeto oko takoj izpirajte pod tekočo vodo iz pipe vsaj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč.
- V primeru stika s kožo takoj odstranite onesnažena oblačila in obutev ter prizadeto območje sperite z veliko vode.
- V primeru vdihavanja žrtev takoj pokrijte z odejo, pojdite na svež zrak in ne bodite preglasni. Žrtev naj izpiha nos in grgrga. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.
- Ob naključnem zaužitju žrtvi dajte vodo ali slano vodo in jo pripravite do bruhanja. Takoj poiščite zdravniško pomoč.

Shranjevanje

- Hranite na hladnem, suhem in dobro prezračevanem mestu, da ne zmrzne (< 30°C). Hranite stran od oksidacijskih sredstev. Zaščitite pred sončno svetlobo.

Datum izteka uporabnosti

Datum poteka veljavnosti je natisnjen na embalaži.

Odstranjevanje

- Odstranjevanje raztopin in steklenic zaupajte podjetju za ravnanje z odpadki ali jih odstranite v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Previdnostni ukrepi

Opozorilo


Zgoraj je prikazan piktogram za etanol.

- Vnetljiva tekočina in para

Tehnične specifikacije

Izdelek	Tissue-Tek® Eosin Za vsebnik standardne raztopine Prisma (Plus)
Vsebuje	820ml

Aktivna sestavina; eozin-<0,2%

Opomba

- Na rezultate barvanja lahko vpliva, če je reagent videti razredčen, ima nizko stopnjo fluorescence ali če je prišlo do sedimentacije. Ko opazite takšne spremembe, vrečko zamenjajte z novo.
- Črtna koda 2D (čitalnik črtne kode Tissue-Tek® Prisma) je namenjena uporabi pri upravljanju rešitev z izdelkom Tissue-Tek Prisma® Plus Automated Slide Stainer z uporabo čitalnika črtne kode 2D (opcija).
- Ne poškodujte 2-dimenzionalne črtne kode, natisnjene na etiketi vrečke. Zaradi zamegljenih ali poškodovanih črtnih kod bo branje neuspešno.
- Če se v zvezi s pripomočkom zgodijo kakršni koli resni incidenti, je treba o tem obvestiti proizvajalca in pristojni organ.

IVD In vitro diagnostični medicinski pripomoček

CE Oznaka CE

 Hranite stran od sončne svetlobe

 -30°C Zgornja temperaturna omejitev

 Krhko, ravnejte previdno

 Oglejte si navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo

Obiščite naše spletišče

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

stalne inovacije za patologijo

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödisstrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
	Izdelano na Japonskem

