

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Инструкции за използване

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips е стъкло, предназначено за използване само със Sakura Finetek Glas™ Coverslipppers.

Предназначение

Този продукт се използва за покриване на стъкло предметно стъкло, съдържащо прикрепен участък от фиксирани във формалин и вградени в парафин (FFPE) образци или цитопатологични образци, за да се предпази образецът от механична сила или излагане на въздействията на околната среда и да се наблюдава предметното стъкло под светлинен микроскоп за микроскопско изследване. Този продукт се използва с монтажна среда, която се поставя върху образца, за да се прикрепят покриващото стъкло към предметно стъкло.

Предвиден потребител

Лице, което работи в областта на патологията, анатомията или клиничната цитология с основни познания в съответната област (напр. патолог, медицински лаборант) и което отговаря за подготовката на микроскопски предметни стъкла.

Необходими материали, но които не са предоставени

Микроскопски предметни стъкла, монтажна среда

Начин на употреба

1. Свалете пластмасовия капак от държача.
2. Отстранете пяната.
3. Поставете държача в позиция за зареждане на покривното стъкло.
4. Плъзнете вдлъбнатината в правилния жлеб.
5. Поставете държача плоско върху стъклото за зареждане на капака.

Предпазни мерки за употреба

- Носете ръкавици, за да предотвратите порязвания от краищата на стъклото.
- При поява на прах или разпиляване на парчета вследствие на счупване или изхвърляне, поставете прахоустойчива маска (официално сертифицирана), за да предотвратите вдишване, както и предпазни очила и защитни ръкавици.
- Избягвайте да докосвате с мокри ръце, тъй като стъклата ще залепнат едно за друго.
- Избягвайте да докосвате поставката с органични разтворители, тъй като те ще я разтопят.
- За поставяне на стъклото вижте ръководството за експлоатация на устройството, което ще се използва в комбинация с този продукт.

Мерки за безопасност

- Попадане в очите: При попадане на прах в очите изплакнете ги незабавно под течаща вода и се консултирайте с лекар.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Произведено в Япония	



Медицинско изделие за диагностика инвитро



СЕ маркировка



Пазете далеч от слънчева светлина



Пазете сухо



40°C Температурна граница



Не използвайте повторно



Чупливо, боравете внимателно



Направете справка в инструкциите за използване или вижте в електронните инструкции за използване

Моля, посетете нашия уебсайт

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

ПОСТОЯННА ИНОВАЦИЯ ЗА ПАТОЛОГИЯ

