

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Brugsanvisning

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips er glas, som kun er beregnet til brug sammen med Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Tilsigtet formål

Dette produkt bruges som dækglass på et objektglas, der indeholder en vedhæftet sektion af formalinfikerede og paraffinindlejrede (FFPE) prøver eller cytopatologiske prøver for at beskytte prøven mod mekaniske kræfter eller miljøpåvirkning og observere objektglasset under lysmikroskop med henblik på mikroskopisk undersøgelse. Dette produkt bruges med et monteringsmedium, som placeres over prøven med henblik på fastgørelse af dækglasset til objektglasset.

Tilsigtet bruger

Person, der arbejder inden for patologi, anatomi eller klinisk cytologi med grundlæggende kendskab til deres respektive område (f.eks. patolog, medicinsk laborant), og som er ansvarlig for forberedelse af objektglas.

Materialer som er påkrævede, men ikke medfølger

Mikroskopobjektglas, monteringsmedium

Anvendelse

1. Fjern plastdækslet fra holderen.
2. Fjern skum.
3. Placer holderen på dækglassets indsætningsposition.
4. Skub hakket ind i den rigtige åbning.
5. Placer holderen fladt på dækglass-indsætning

Forholdsregler for brug

- Brug handsker for at forhindre snit forårsaget af glassets kanter.
- Hvis der dannes støv eller materiale spredes på grund af brud eller bortskaffelse, skal du bære en støvtæt maske (certificeret ved national test) for at forhindre indånding, beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.
- Undgå berøring med våde hænder, for glassene vil klæbe til hinanden.
- Undgå at holderen kommer i kontakt med organiske opløsningsmidler, da de vil smelte holderen.
- For installation af glas henvises der til betjeningsvejledningen til den enhed, der skal bruges sammen med dette produkt.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Hvis man får det i øjet: Hvis der kommer støv ind i øjet, skal man straks skylle med rindende vand og kontakte lægen.

- Hvis man får det på huden: Tør forsigtigt af uden at beskadige huden. Kontakt en læge, hvis der er opstået skader eller udslet.
- Indtagelse: Fjern eventuelle rester i munden, og søg straks læge.
- Indånding: Hvis der indåndes støv, skal man gurgle. Hvis man fortsat oplever kløe, smerte eller ubehag i næse eller hals, skal man kontakte en læge.

Betingelser for drift og opbevaring

- Undgå direkte sollys og steder med høj temperatur/høj luftfugtighed. Opbevares indendørs på et sted med tilstrækkelig naturlig ventilation.
- Når holderen i enheden er fjernet fra enheden, skal den opbevares med det originale dæksel.

Udløbsdato

Udløbsdatoen er trykt på pakken.

Bortskaffelse

Bortskaf produktet hos en godkendt affaldsvirksomhed eller i overensstemmelse med gældende lokale regler.

Forholdsregler

Nedenstående er et piktogram, som advarer om silicastøv, når der dannes glassstøv.



- Kan forårsage kræft.
- Potentiel skade på åndedrætsorganerne eller nyrerne kan opstå ved indånding af fint støv i store mængder over lange perioder.

Specifikationer

Antal: 200/holder; 5/ boks

Størrelse: 24 × 50 mm

Tykkelse: 0,13 til 0,17 mm

Bemærk

Alle alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med enheden, skal rapporteres til producenten, den autoriserede repræsentant og den kompetente myndighed.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Fremstillet i Japan	

IVD In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr

CE CE-mærke

Holdes væk fra sollys

Holdes tør

40°C Temperaturbegrænsning

Må ikke genbruges

krøbelig, håndteres forsigtigt

Se brugsanvisningen eller se den elektroniske brugsanvisning

Besøg vores hjemmeside

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com



SAKURA