

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Kasutusjuhend

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips on klaas, mis on loodud kasutamiseks üksnes tootega Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Sihtotstarve

See toode on ette nähtud formaliinis fikseeritud ja parafiinis sulundatud (FFPE) lõikeproovide või tsütopatoloogiliste proovide katmiseks alusklaasil, et kaitsta proovi mehaanilise jõu ja keskkonnaga kokkupuutumise eest ning vaatluspreparaati valgusmikroskoobi all mikroskoopiliselt uurimiseks vaadelda. Toode kasutatakse koos kinnitiga, mis pannakse proovi peale, et katteklasi alusklaasile kinnitada.

Ettenähtud kasutaja

Isik, kes töötab patoloogia, anatoomia või kliinilise tsütoloogia erialal ja omab oma erialaseid baasteadmisi (nt patoloog, meditsiinilaborant) ning vastutab vaatluspreparaatide ettevalmistamise eest.

Vajalikud materjalid, mis ei kuulu komplekti

Mikroskoobi alusklaasid, kinniti

Kuidas kasutada

1. Eemaldage hoidlilt plastkate.
2. Eemaldage vaht.
3. Pange hoidel katteklasi laadimiskoha peale.
4. Lükake säik õigesse pilusse.
5. Seadke hoidel katteklasi laadimiskohal tasaseks.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Kanda kindaid, et vältida klaasiservaga sisselõikamist.
- Kui seoses purunemise või kõrvaldamisega esineb õhus tolmu või laialipaikunud osakesi, kanda sissehingamise ennetamiseks tolumumaski (riiklikult serditud), kaitseprille ja kaitsekindaid.
- Vältida puudutamist märgade kätega, kuna klaasid kleepuvad selle tagajärjel üksteise külge.
- Vältida kokkupuudet hoidli kokkupuudet orgaaniliste lahustitega, kuna need sulatavad hoidli üles.
- Lugege teavet klaasi paigaldamise kohta selle tootega koos kasutatava seadme kasutusjuhendist.

Ohutusmeetmed

- Silma sattumisel: kui tolm sattub silma, loputada kohe jooksva vee all ja pöörduda arsti poole.

- Kokkupuude nahaga: hoolikalt maha pühkida, kahjustamata nahka. Vigastuse või lööbe korral pöörduda arsti poole.
- Allaneelamisel: eemaldada jägid suust ja pöörduda kohe arsti poole.
- Sissehingamisel: tolmu sissehingamise korral kuristada. Kui sügelus, valu või ebamugavustunne ei kao, ninast või kurgust, pöörduda arsti poole.

Töö- ja säilitustingimused

- Vältida otsest päikesevalgust ja kõrge temperatuuri/õhuniiskusega kohti. Hoida siseruumides, kus on piisav loomulik õhuvahetus.
- Kui seadmesse paigaldatud hoidel seadmest eemaldatakse, tuleb sellele originaalkaas peale panna.

Kõlblikkusaja lõpp

Kõlblikkusaja lõpp on trükitud pakendile.

Kõrvaldamine

Utiliseerida heakskiidetud jäätmekäitlusettevõttes või kohalikke eeskirju järgides.

Ettevaatusabinõud

Allpool olev piktogramm kujutab ränidioksiiditolmu klaastolmu tekkimisel.

Ettevaatust



- Võib põhjustada vähktõbe.
- Peentolmuosakeste pikaajaline suures koguses sissehingamine võib kahjustada hingamissüsteemi või neere.

Spetsifikaadid

Kogus: 200/hoidlis; 5 karpi

Suurus: 24 × 50 mm

Paksus: 0,13 kuni 0,17 mm

Märkus

Igast seadmega seotud ohuohutust tuleb teatada seadme tootjale, volitatud esindajale ja oma pädevale asutusele.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödiistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Toodetud Jaapanis	

pidev innovatsioon patoloogias

IVD In vitro
diagnostikameditsiiniseade

CE CE-märgis

Hoida eemal
päikesevalgusest

Hoida kuivas

40°C Temperatuuripiirang

Mitte korduskasutada

Õrn, käsitseda ettevaatlikult

Lugege kasutusjuhendit või
elektroonilist kasutusjuhendit

Külastage meie veebisaiti

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

