

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Käyttöohje

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips on lasi, joka on suunniteltu käytettäväksi vain Sakura Finetek Glas™ Coverslippers -laitteen kanssa.

Käyttötarkoitus

Tuote asetetaan formaliinilla kiinnitetyn, parafiiniin valetun (FFPE) näytteen tai sytopatologisen näytteen sisältävän objektilasin päälle. Tuotteen tarkoituksena on suojata näytettä mekaanisilta voimilta ja ympäristöaltistukselta sekä mahdollistaa näytteen tutkiminen valomikroskooppilla. Tuotteen käytön yhteydessä käytetään näytteen päälle lisättävää peitinainetta, jonka avulla peitinlasi voidaan kiinnittää objektilasiin.

Suunniteltu käyttäjä

Henkilö, joka työskentelee patologian, anatomian tai kliinisen sytologian alalla, jolla on perustiedot omalta alaltaan (esim. patologi, laboratorioteknikko) ja joka vastaa mikroskooppien objektilasien valmistelusta.

Tarvittavat materiaalit, joita ei toimiteta tuotteen mukana

Mikroskoopin objektilasit, peitinaine

Käyttöohje

- Poista pidikkeen muovisuojaus.
- Poista vaahtomuovi.
- Aseta pidike peitinlasien lataussijaintiin.
- Liu'uta lovi asianmukaiseen uraan.
- Varmista, että pidike on tasaisesti paikallaan peitinlasien latauspaikassa.

Käyttöä koskevat varotoimet

- Käytä suojakäsineitä välttääksesi lasin reunojen aiheuttamat haavat.
- Jos lasien rikkoutumisen tai hävittämisen yhteydessä syntyy pölyä tai pirstaleita, käytä (viranomaisten hyväksymää) pölytiivistä kasvosuojusta, suojalaseja ja suojakäsineitä.
- Vältä koskettamasta lasia märillä käsillä, sillä se aiheuttaa lasien tarttumisen kiinni toisiinsa.
- Älä päästä pidikettä kosketuksiin orgaanisten liuottimien kanssa, sillä ne aiheuttavat pidikkeen sulamista.
- Katso lasin asennusohjeet tämän tuotteen kanssa käytettävän laitteen käyttöohjeesta.

Turvallisuustoimenpiteet

- Silmäkosketus: Jos pölyä joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi juoksevilla vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

- Ihokosketus: Pyyhi tuote varovasti pois iholta ihoa vaurioittamatta. Ota yhteys lääkäriin, jos ihovaurioita tai ihottumaa ilmenee.
- Nieleminen: Poista tuotteen jäämät suusta ja ota välittömästi yhteys lääkäriin.
- Hengittäminen: Jos pölyä on hengitetty, kurlaa. Ota yhteys lääkäriin, jos nenässä tai kurkussa esiintyy jatkuvaa kutinaa, kipua tai epämukavuuden tunnetta.

Käyttö- ja säilytysolosuhteet

- Vältettävä säilytystä suorassa auringonvalossa ja paikoissa, joissa on korkea lämpötila / korkea ilmankosteus. Säilytettävä sisätiloissa paikassa, jossa on riittävä luonnollinen ilmanvaihto.
- Mikäli laitteeseen asetettu pidike poistetaan laitteesta, alkuperäinen suojuus on asetettava paikalleen pidikkeeseen sen säilytystä varten.

Viimeinen käyttöpäivä

Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on painettu pakkaukseen.

Hävittäminen

Ulkoista hävitys hyväksytylle jäteyhtiölle tai hävitä sovellettavien paikallisten määräysten mukaisesti.

Varotoimet

Alla näytetty kuvamerkki koskee lasipölyn yhteydessä esiintyvää piidioksidipölyä.



- Saattaa aiheuttaa syöpää.
- Suurina määrinä esiintyvän hienojakoisen pölyn pitkään jatkuvasta hengittämisestä voi seurata hengityselin- tai munuaisvaurioita.

Tekniset tiedot

Määrä: 200/pidike; 5 kpl/pakkaus

Koko: 24 x 50 mm

Paksuus: 0,13 - 0,17 mm

Huomautus

Laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle, valtuutetulle edustajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödiistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
	Valmistettu Japanissa



In vitro -diagnostiikkaan
tarkoitettu lääkinällinen laite



CE-merkintä



Suojaa suoralta
aurionvalolta



Säilytä kuivassa



40°C
Lämpötilaraja



Älä käytä uudelleen



Särkyvää, käsittele varoen



Katso käyttöohjeet tai sähköiset
käyttöohjeet

Käy verkkosivustollamme

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com



jatkuvaa innovaatiota patologian alalla