

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Upute za uporabu

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips staklo je izrađeno za upotrebu samo s preparatima Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Predviđena svrha

Ovaj se proizvod upotrebljava za prekrivanje predmetnog stakalca koje sadrži pričvršćeni dio uzoraka fiksiranih formalinom i parafinom (FFPE) ili citopatoloških uzoraka kako bi se uzorak zaštitio od mehaničke sile ili izloženosti okolišu i kako bi se promatralo predmetno stakalce pod svjetlosnim mikroskopom radi mikroskopskog pregleda. Ovaj se proizvod upotrebljava s medijem za ugradnju koji se postavlja preko uzorka za pričvršćivanje pokrovnog stakalca na predmetno stakalce.

Predviđeni korisnik

Osoba koja radi u području patologije, anatomije ili kliničke citologije s osnovnim znanjem iz svog područja (npr. patolog, medicinski laboratorijski tehničar) i koja je odgovorna za pripremu mikroskopskih stakalaca.

Potrebni materijali koji nisu isporučeni

Mikroskopska stakalca, medij za uklapanje

Kako se upotrebljavaju

1. Uklonite plastični poklopac s držača.
2. Uklonite pjenu.
3. Postavite držač na položaj uklapanja za pokrovno stakalce.
4. Potisnite urez u odgovarajući utor.
5. Postavite držač u ravnini na pokrovno staklo.

Mjere opreza za upotrebu

- Nosite rukavice kako biste spriječili posjekotine zbog rubova stakla.
- U slučaju pojave prašnjavih ili raspršenih uvjeta uzrokovanih lomljenjem ili zbrinjavanjem u otpad, nosite masku otpornu na prašinu (atestiranu na nacionalnoj razini) kako biste spriječili udisanje, zaštitne naočale i zaštitne rukavice.
- Izbjegavajte dodirivanje mokrim rukama jer će se stakalca zalijepiti jedno za drugo.
- Izbjegavajte kontakt držača s organskim otapalima zato što bi ta otapala mogla rastopiti držač.
- Za postavljanje stakla pogledajte priručnik za uporabu uređaja koji se upotrebljava zajedno s ovim proizvodom.

Sigurnosne mjere

- Doticaj s očima: Ako prašina dođe u doticaj s očima, odmah ih isperite tekućom vodom i posavjetujte se s liječnikom.

- Prianjanje na kožu: Pažljivo obrišite bez oštećenja kože. Posavjetujte se s liječnikom ako se pojavi bilo kakva ozljeda ili osip.
- Gutanje: Uklonite sve ostatke iz usta i odmah se obratite liječniku.
- Udisanje: Ako se udahne prašina, grgljajte. Ako svrbež, bol ili nelagoda u nosu ili grlu potraju, posavjetujte se s liječnikom.

Uvjeti za rad i pohranu

- Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i mjesta visoke temperature/visoke vlage. Čuvajte u zatvorenom prostoru na mjestu sa primjerenom prirodnom ventilacijom.
- Nakon što se držač postavljen u uređaju izvadi iz uređaja, pohranite ga s originalnim pokrovom.

Datum isteka

Rok valjanosti otisnut je na pakiranju.

Zbrinjavanje

Otpad zbrinite putem odobrene tvrtke za prikupljanje otpada ili u skladu s važećim lokalnim propisima.

Mjere opreza

Ispod je piktogram silicijeve prašine koja nastaje kada se stvara staklena prašina.



- Može uzrokovati karcinom.
- Moguće oštećenje dišnog sustava ili bubrega može biti posljedica udisanja sitnih čestica prašine tijekom dugog razdoblja u velikim količinama.

Specifikacije

Količina: 200/držač; 5kutija

Veličina: 24 × 50 mm

Debljina: 0,13 do 0,17 mm

Napomena

Ako dođe do bilo kakvih ozbiljnih incidenata koji su se dogodili u vezi s uređajem, potrebno ih je prijaviti proizvođaču, ovlaštenom predstavniku i nadležnom tijelu.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Proizvedeno u Japanu	

IVD In vitro diagnostic
medicinski uređaj

CE CE oznaka

Držati dalje od sunčeve
svjetlosti

Držati na suhom

40°C Ograničenje temperature

Ne ponovno upotrebljavati

Lomljivo, pažljivo rukovati

Pogledajte upute za korištenje ili pogledajte
elektroničke upute za korištenje

Posjetite naše web-stranice

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

stalne inovacije za patologiju

