

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Használati utasítás

REF 6416

A Tissue-Tek® Glas™ Coverslips kizárólag a Sakura Finetek Glas™ Coverslippers berendezésekkel történő használatra tervezett üveg.

Rendeltetés

A termék formalinnal fixált, paraffinba ágyazott (FFPE) metszeteket vagy citopatológiai mintákat tartalmazó tárgylemezek fedőlemezeként használható, hogy megvédje a mintát a mechanikai és környezeti hatásoktól, valamint a tárgylemezt fénymikroszkóp alatt vizsgálni lehessen. Ezt a terméket lefedő anyaggal kell használni, amit a mintára kell tenni, hogy a fedőlemez a tárgylemezhez tapadjon.

Rendeltetés szerinti felhasználó

Patológiával, anatómiával vagy klinikai citológiával foglalkozó személy, aki rendelkezik az adott szakterület alapvető ismereteivel (pl. patológus, orvosi laboratóriumi technikus), és akinek a feladata a mikroszkópos tárgylemezek elkészítése.

Szükséges anyagok, amit a csomag nem tartalmaz

Mikroszkóp tárgylemezek, lefedő anyag

Hogyan kell használni

1. Távolítsa el a tartó műanyag fedelét.
2. Vegye ki a szivacsot.
3. Tegye a tartót a fedőlemez adagolás helyére.
4. Csúsztassa be a megfelelő helyre.
5. A tartót egyenesen helyezze el a fedőlemez adagolón.

Használatot megelőző intézkedések

- Viseljen kesztyűt, nehogy az üveg széle elvágja a kezét.
- Ha üvegtörés vagy bármilyen más miatt por vagy szennyeződés keletkezik, viseljen (hatósági tanúsítvánnyal rendelkező) porszűrő maszkot, hogy megelőzze a belélegzést, valamint védőszemüveget és védőkesztyűt.
- Nedves kézzel ne érjen hozzá, mert az üvegek egymáshoz tapadhatnak.
- A tartó ne érintkezzen szerves oldószerekkel, mert elolvadhat tőlük.
- Az üveg felhelyezését lásd a termékkel együtt használandó berendezés kezelési útmutatójában.

Biztonsági intézkedések

- Szem(ek)be jutás: Ha a por szembe jut, azonnal öblítse ki folyó vízzel, és forduljon orvoshoz.

- Bőrrre tapadás: Óvatosan törölje le, közben ügyeljen, ne sértse fel a bőrt. Ha bármilyen sérülés vagy kiütés jelenik meg, forduljon orvoshoz.
- Lenyelés: Távolítsa el a szájából a maradványokat, és azonnal forduljon orvoshoz.
- Belélegzés: A por belélegzése esetén gargarizáljon. Ha az orrban vagy torokban viszketést, fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, forduljon orvoshoz.

Kezelési és tárolási feltételek

- Közvetlen napfénytől és magas hőmérsékletű/páratartalmú helyektől távol tartandó. Tárolja zárt térben, ahol megfelelő természetes szellőzés biztosított.
- Amikor eltávolítja a berendezésből a tartót, tárolja az eredeti fedelével együtt.

Lejáratí idő

A lejáratí idő a csomagolásra van nyomtatva.

Hulladékkezelés

Adja át hulladékkezelési engedéllyel rendelkező cégnek, vagy ártalmatlanítsa a vonatkozó helyi szabályozás szerint.

Övintézkedések

Az alábbi piktogram a szilícium-dioxid porra figyelmeztet, ami a használat során keletkező üvegporból származik.



- Rákkeltő hatás.
- Ha hosszabb ideig nagyobb mennyiségben belélegzik a finom részecskéket, az potenciálisan légzőrendszeri- vagy vesekárosodást okozhat.

Specifikációk

Mennyiség: 200/tartó; 5/ doboz

Mérete: 24 × 50 mm

Vastagság: 0,13-0,17 mm

Megjegyzés

Az eszköz használata kapcsán előforduló bármilyen súlyos esemény esetén bejelentést kell tenni a gyártónak, az engedéllyel rendelkező képviselőnek és az illetékes hatóságnak.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Készült Japánban	

flyamatos innováció a patológiában



In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz



CE-jelölés



Napsugárzástól távol tartandó



Szárász helyez tárolandó



40°C Hőmérsékleti határérték



Ne használja újra



Vigyázat, törékeny



Lásd a használati utasítást vagy lásd az elektronikus használati utasítást

Keresse fel weboldalunkat

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

