

# Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

## Notkunarleiðbeiningar

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips er gler sem er hannað til að nota eingöngu með Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

### Ætlaður tilgangur

Varan er notuð til að hylja sýnisglær sem inniheldur áfastan hluta með sýnum sem eru fest með formalíni og steypit í paraaffin (FFPE) eða frumumeinafræðisýnum til að vernda sýnin gegn höggum eða umhverfisáhrifum, og til að skoða sýnisglær undir ljóssmásjá við smásjárskoðun. Þessi vara er notuð með steypiefni (e. mounting medium) sem er sett yfir sýnið til að festa hlífðarglerið við sýnisglær.

### Ætlaður notandi

Einstaklingur sem starfar á sviði meinafræði, líffærafræði eða klínískrar frumfræði með grunnþekkingu á viðkomandi sviði (t.d. meinafræðingur, tæknimaður á rannsóknarstofu) og ber ábyrgð á undirbúningi sýnisglæra fyrir smásjár.

### Búnaður sem nauðsynlegt er að nota en fylgir ekki

Sýnisglær fyrir smásjá, steypiefni

### Notkunarleiðbeiningar

- Takið plasthlífina af haldaranum.
- Fjarlægðu svampinn.
- Setjið haldarann á hleðslustöðu hlífðarglersins.
- Rennið hakinu í rétta rauf.
- Setjið haldarann flatan á hleðslustað hlífðarglersins.

### Varúðarreglur við notkun

- Notið hanska til að koma í veg fyrir skurð af völdum glerbrúna.
- Ef ryk eða agnir dreifast vegna þess að varan brotnar eða við förgun hennar skal nota rykþétta grímu (vottaða af yfirvöldum) til að koma í veg fyrir innöndun, hlífðarglæraugu og hlífðarhanska.
- Forðist að snerta með blautum höndum þar sem glerin munu loða saman.
- Forðist snertingu við haldarans við lífræn leysiefni þar sem þau bræða burt haldarann.
- Til að setja upp gler skaltu skoða notkunarhandbók tækisins sem á að nota ásamt þessari vöru.

### Öryggisráðstafanir

- Ef varan berst í auga/auga: Ef eitthvað ryk berst í augu skal samstundis skola þau með rennandi vatni og hafa samband við lækni.

- Ef varan loðir við húð: Þurrkið hana varlega af án þess að skemma húðina. Hafið samband við lækni við áverka eða útbrot.
- Inntaka: Fjarlægðu allar leifar úr munni og hafið tafarlaust samband við lækni.
- Innöndun: Ef einhverju ryki er andað inn, skolið hálsinn. Ef kláði, verkur eða óþægindi eru viðvarandi í nefi eða hálsi skal hafa samband við lækni.

### Notkunar- og geymsluaðstæður

- Forðist beint sólarljós og staði þar sem hitastig er hátt eða mikill raki. Geymist innandyrna á stað með fullnægjandi náttúrulegri loftræstingu.
- Þegar haldarasettið í tækinu hefur verið tekið úr tækinu skal geyma það með upprunalegu hlífinni.

### Fyrningardagsetning

Fyrningardagsetning er prentuð á umbúðirnar.

### Förgun

Fargið úrgangi hjá viðurkenndu förgunarfyrirtæki eða fargið í samræmi við staðbundnar reglugerðir.

### Varúðarreglur

Myndin hér að neðan er skýringarmynd af kísilryki þegar glerryk myndast.



- Getur valdið krabbameini.
- Innöndun á fingerðu ryki í lengri tíma í miklu magni getur hugsanlega leitt til öndunarfæra- eða nýrnaskemmda.

### Tæknilýsing

Magn: 200/haldari; 5hulstur

Stærð: 24 x 50 mm

Þykkt: 0,13 til 0,17 mm

### Athugið

Öll alvarleg atvik sem komu upp í tengslum við vöruna skulu tilkynnt til framleiðanda, viðurkenndra fulltrúa og lögbærri yfirvalda.

|                   |                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Sakura Finetek Japan Co., Ltd.,<br>31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome,<br>Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan |
|                   | Sakura Finetek Europe B.V.<br>Flemingweg 10a<br>2408 AV Alphen aan den Rijn<br>The Netherlands        |
|                   | MedNet SWISS GmbH<br>D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland                                            |
|                   | Sakura Finetek Europe B.V.<br>Flemingweg 10a<br>2408 AV Alphen aan den Rijn<br>The Netherlands        |
|                   | Sysmex Suisse AG<br>Tödistrasse 50, 8810 Horgen,<br>Switzerland                                       |
| Framleitt í Japan |                                                                                                       |

stöðug nýsköpun fyrir meinafræði

Lækningatæki til in vitro greiningar

CE merking

Haldið frá sólarljósi

Haldið þurru

40°C Hitastigsmörk

Ekki endurnota

Brothætt, meðhöndlið af varúð

Skoðaðu notkunarleiðbeiningar eða skoðaðu rafrænar notkunarleiðbeiningar

### Farðu á vefsíðu okkar

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. [www.sakura-finetek.com](http://www.sakura-finetek.com)  
Sakura Finetek Europe B.V. [www.sakura.com](http://www.sakura.com)

