

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Lietošanas norādījumi

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips ir priekšmetstikliņš, ko paredzēts lietot tikai ar Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Paredzētais mērķis

Šo izstrādājumu izmanto, lai pārklātu priekšmetstikliņu, kurā ir pievienota formalinā fiksēta un parafinā iekļauta (FFPE) paraugu daļa vai citopatoloģiski paraugi, lai aizsargātu paraugu no mehāniska spēka vai vides iedarbības un novērotu priekšmetstikliņu zem gaismas mikroskopa mikroskopiskai izmeklēšanai. Šo izstrādājumu lieto kopā ar stiprinājuma līdzekli, ko novieto virs parauga, lai pārsega stiklu piestiprinātu priekšmetstikliņam.

Paredzētais lietotājs

Persona, kas strādā patoloģijas, anatomijas vai klīniskās citoloģijas jomā ar pamatzināšanām attiecīgajā jomā (piemēram, patologs, medicīnas laboratorijas tehniķis) un kas atbild par mikroskopa priekšmetstikliņu sagatavošanu.

Nepieciešamie materiāli, kas nav iekļauti

Mikroskopa priekšmetstikliņi, stiprinājuma līdzeklis

Kā lietot

1. Noņemiet plastmasas pārsegu no turētāja.
2. Noņemiet putuplastu.
3. Novietojiet turētāju uz pārsega stikla ievietošanas stāvoklī.
4. Iebīdīet rievu attiecīgajā atverē.
5. Novietojiet turētāju plakaniski uz pārsega stikla ievietošanai.

Lietošanas piesardzības pasākumi

- Uzvelciet cimdus, lai nesagrieztos ar stikla malām.
- Ja saplīstot vai pēc utilizācijas rodas putekļi vai izkliede, uzvelciet putekļu necaurlaidīgu masku (valsts apstiprinātā testā sertificētu), lai nepieļautu ieelpošanu, kā arī izmantojiet acu aizsarglīdzekļus un aizsargcimdus.
- Nepieskarieties ar mitrām rokām, jo priekšmetstikliņi salīps.
- Nepieļaujiet roktura saskari ar organiskajiem šķīdinātājiem, jo turētājs var izkust.
- Informāciju par priekšmetstikliņu uzstādīšanu skatiet kopā ar šo izstrādājumu izmantojamās ierīces lietošanas rokasgrāmatā.

Drošības pasākumi

- Iekļūšana acīs: ja acīs iekļūst putekļi, nekavējoties izskalojiet tās ar tekošu ūdeni un konsultējieties ar ārstu.

- Pielipšana ādai: uzmanīgi noslaukiet, nebojājot ādu. Ja rodas trauma vai izsitumi, konsultējieties ar ārstu.
- Norīšana: iztīriet no mutes visas paliekas un nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Ieelpošana: ja tiek ieelpoti putekļi, izskalojiet kaklu. Ja degunā vai rīklē saglabājas nieze, sāpes vai diskomforta sajūta, konsultējieties ar ārstu.

Lietošanas un uzglabāšanas apstākļi

- Izvairieties no tiešas saules gaismas, kā arī augstas temperatūras un ļoti mitrām vietām. Glabājiet telpās vietā, kur ir apmierinoša dabīgā ventilācija.
- Kad ierīcē uzstādītais turētājs tiek noņemts, uzglabājiet to ar oriģinālo pārsegu.

Derīguma termiņš

Derīguma termiņš ir iespiests uz iepakojuma.

Utilizācija

Utilizācija jāveic atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā vai no izstrādājumiem jāatbrīvojas saskaņā ar spēkā esošajiem konkrētās valsts noteikumiem.

Piesardzības pasākumi

Zemāk piktogrammas veidā tiek parādīts brīdinājums par silīcija putekļiem, kad lietošanas laikā rodas stikla putekļi.

Bīstami!



- Var izraisīt ļaundabīgu audzēju.
- Iespējams elpošanas sistēmas vai nieru bojājums, ilgstoši lielos daudzumos ieelpojot smalko daļiņu putekļus.

Specifikācijas

Daudzums: 200/turētājs; 5/iekājumā

Izmērs: 24 × 50 mm

Biezums: no 0,13 līdz 0,17 mm

Piezīme

Ja rodas kādi būtiski negadījumi saistībā ar ierīci, par tiem jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Izgatavots Japānā	



In vitro diagnostika
medicīniska ierīce



CE marķējums



Neturēt saules gaismā



Turēt sausumā



40°C Temperatūras ierobežojums



Nelietot atkārtoti



Trausls, apieties uzmanīgi



Skatiet lietošanas norādījumus vai
elektronikas lietošanas norādījumus

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

nepārtraukta jaunrade patoloģijai

