

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Gebruiksaanwijzing

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips is een glaasje dat werd ontworpen om uitsluitend met de Sakura Finetek Glas™ Coverslipsers te worden gebruikt.

Beoogde gebruik

Het product wordt gebruikt voor het afdekken van een objectglaasje met een bevestigd gedeelte formaline gefixeerd en in paraffine ingebed weefsel (FFPE) monster of cytopathologische monster om het monster te beschermen tegen mechanische krachten of blootstelling aan de omgeving en om het glaasje onder een lichtmicroscoop te bekijken voor microscopisch onderzoek. Dit product wordt gebruikt met een insluitmiddel dat op het monster wordt aangebracht om het afdekglasje op het objectglasje te plaatsen.

Beoogde gebruiker

Iemand die werkzaam is in de pathologie, anatomie of klinische cytologie met basiskennis van zijn of haar respectieve vakgebied (zoals een patholoog of medisch laborant) en verantwoordelijk is voor de preparatie van microscoopglasjes.

Vereiste, maar niet geleverde materialen

Microscoopglasjes, insluitmiddel

Hoe te gebruiken

1. Haal de plastic deksel van de houder.
2. Verwijder schuim.
3. Plaats de houder op de laadpositie van het afdekglasje.
4. Schuif de inkeping in de juiste sleuf.
5. Plaats de houder plat op het afdekglasje.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Draag handschoenen om sneeën van glasranden te voorkomen.
- Als er sprake is van stof of stukjes glas omdat het kapot is gegaan of weg is gegooid, dan draagt u een stofmasker (wettelijk gecertificeerd) om inademen te voorkomen, een veiligheidsbril en beschermende handschoenen.
- Niet met natte handen aanraken, aangezien de glaasjes dan aan elkaar vastplakken.
- De houder niet in contact laten komen met organische oplosmiddelen, aangezien de houder dan wegsmeelt.
- Om het glaasje te plaatsen, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat samen met dit product gebruikt gaat worden.

Veiligheidsmaatregelen

- Contact met ogen: Als er stof in de ogen komt, spoelt u ze onmiddellijk met stromend water en raadpleegt u een arts.

- Contact met de huid: Veeg het er voorzichtig af zonder de huid te beschadigen. Raadpleeg een arts als er sprake is van letsel of uitslag.
- Inslikken: Verwijder restanten uit de mond en raadpleeg zo snel mogelijk een arts.
- Inademen: Als er stof is ingeademd, moet u gorgelen. Als u last blijft houden van jeuk, pijn, of ongemak in de neus of keel, raadpleegt u een arts.

Opslag- en bedrijfsomstandigheden

- Vermijd plekken met direct zonlicht en een hoge temperatuur/ hoge luchtvochtigheid. Bewaar binnenshuis op een plek met voldoende natuurlijke ventilatie.
- Als de houder in het apparaat eenmaal uit het apparaat is verwijderd, bewaart u deze met de originele deksel.

Uiterste gebruiksdatum

De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking.

Weggoeien

Besteed het weggooien uit aan een goedgekeurd afvalbedrijf of gooi weg in overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke regelgeving.

Voorzorgsmaatregelen

Hieronder wordt een pictogram weergegeven met siliciumstof als er glasstof wordt gegenereerd.



- Kan kanker veroorzaken.
- Luchtwegen of nieren kunnen mogelijk beschadigd raken als er langdurig en in grote hoeveelheden fijnstof wordt ingeademd.

Specificaties

Hoeveelheid: 200 houders; 5 dozen
 Formaat: 24 × 50 mm
 Dikte: 0,13 tot 0,17 mm

Opmerking

Eventuele ernstige incidenten die zich voordoen als gevolg van het apparaat moeten aan de fabrikant, de gemachtigde vertegenwoordiger en de juiste bevoegde instantie worden gemeld.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Gemaakt in Japan	

In vitro diagnostisch medisch apparaat

CE-markering

Tegen zonlicht beschutten

Droog bewaren

40°C Temperatuurlimiet

Niet opnieuw gebruiken

Breekbaar, met zorg behandelen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing of raadpleeg de elektronische gebruiksaanwijzing

Bezoek onze website

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
 Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com