

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Instruksjon for bruk

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips er et glass designet for å bare brukes med Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Tiltenkt formål

Dette produktet brukes til å dekke en glassplatt som inneholder en festet seksjon av formalinfaste og parafininnstøpte (FFPE) prøver, eller cytopatologiske prøver, for å beskytte prøven mot mekanisk påvirkning eller miljøeksponering, og observere lysbildet under lysmikroskop for mikroskopisk undersøkelse. Dette produktet brukes med et monteringsmedium som er plassert over prøven for festing av dekselglasset til glassplaten.

Tiltenkt bruker

Personer som arbeider innen patologi, anatomi eller klinisk cytologi med grunnleggende kunnskaper om sitt respektive felt (f.eks. patolog, medisinsk laboratorietekniker) og som er ansvarlig for klargjøring av plater til mikroskopisk undersøkelse.

Materialer som kreves, men ikke levert

Mikroskopplater, monteringsmedium

Hvordan bruke

1. Fjern plastdekselet fra holderen.
2. Fjern skum.
3. Plasser holderen på glassets lasteposisjon.
4. Skyv hakket inn i riktig spor.
5. Plasser holderen flatt på glassdekselet.

Forholdsregler for bruk

- Bruk hansker for å forhindre kutt forårsaket av glasskanter.
- Hvis det oppstår støvete eller rotete forhold forårsaket av brudd eller avhending, bruk en støvtett maske (godkjent av gjeldende myndigheter) for å forhindre innånding, og bruk vernebriller og vernehansker.
- Unngå å berøre med våte hender, da glassplatene vil feste seg til hverandre.
- Unngå kontakt av holderen med organiske løsemidler, fordi de smelter bort holderen.
- For glassinstallasjonen, se bruksanvisningen til enheten som skal brukes sammen med dette produktet.

Sikkerhetstiltak

- Inntrenging til øyne: Hvis støv kommer inn i øyet, skyll straks med rennende vann og kontakt lege.

- Hudkontakt: Tørk forsiktig av uten å skade huden. Kontakt lege hvis det har oppstått skade eller utslett.
- Inntak: Fjern eventuelle rester i munnen, og kontakt lege omgående.
- Inhalasjon: Hvis støv inhaleres, gurgel. Hvis kløe, smerte eller ubehag vedvarer i nesen eller halsen, kontakt lege.

Drift og lagringsforhold

- Unngå direkte sollys og steder med høy temperatur/høy luftfuktighet. Oppbevares innendørs på et sted med tilfredsstillende naturlig ventilasjon.
- Når holdersettet i enheten er fjernet fra enheten, lagrer du det med det originale dekkelet.

Utløpsdato

Utløpsdatoen er trykt på pakken.

Avhending

Avhendes til et godkjent avfallsselskap eller i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

Forholdsregler

Nedenfor er et piktogram som sikkestøv når glassstøv oppstår.



- Kan forårsake kreft.
- Potensiell luftveis- eller nyreskade kan skyldes innånding av fint partikkelstøv over lange perioder i store mengder.

Spesifikasjoner

Antall: 200/holdere: 5 bokser
Størrelse: 24 x 50 mm
Tykkelse: 0,13 til 0,17 mm

Merknad

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten, den autoriserte representanten og din kompetente myndighet.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Produsert i Japan	



In vitro-diagnostisk
medisinsk utstyr



CE-merking



Holdes borte fra sollys



Oppbevares tørt



40°C
Temperaturgrense



Ikke bruk på nytt



Skjør, håndter med forsiktighet



Se bruksanvisningen eller se
elektroniske bruksanvisninger

Besøk vår nettside

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

kontinuerlig innovasjon for patologi

