

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Instrukcja użytkowania

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips to szkiełka przeznaczone do użycia wyłącznie z Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Przeznaczenie

Ten produkt służy do nakrywania szkiełka nakrywkowego zawierającego dołączoną część próbek utwardzonych w formalinie i zatopionych w parafinie (FFPE) lub próbek cytopatologicznych w celu ochrony próbki przed siłami mechanicznymi lub narażeniem środowiskowym oraz obserwowania szkiełka pod mikroskopem optycznym w celu przeprowadzenia badania mikroskopowego. Ten produkt jest używany ze środkiem do osadzania preparatu, który jest umieszczany na próbce w celu przymocowania szkiełka nakrywkowego do szkiełka.

Docelowy Użytkownik

Osoba pracująca w dziedzinie patologii, anatomii lub cytologii klinicznej, posiadająca podstawową wiedzę w swojej dziedzinie (np. patolog, technik laboratorium medycznego) i odpowiedzialna za przygotowanie szkiełek mikroskopowych.

Materiały wymagane, które nie zostały dostarczone

Szkiełka mikroskopowe, środek do osadzania preparatu

Sposób użycia

1. Zdjąć plastikową osłonę z uchwytu.
2. Zdjąć piankę.
3. Umieścić uchwyt w pozycji ładowania szkiełka nakrywkowego.
4. Wsunąć wycięcie w odpowiednie gniazdo.
5. Umieścić uchwyt płasko w pozycji ładowania szkiełka nakrywkowego.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Założyć rękawice ochronne, aby zapobiec skażeniom spowodowanym krawędziami szkła.
- W jakichkolwiek warunkach zapylenia lub rozpryskiwania spowodowanego pęknięciem lub wyrzuceniem, należy zakładać maskę przeciwpyłową (z atestem rządowym), aby zapobiec wdychaniu, okulary ochronne i rękawice ochronne.
- Unikać dotykania mokrymi rękami, ponieważ szkiełka będą się do siebie przyklejać.
- Unikać kontaktu uchwytu z rozpuszczalnikami organicznymi, ponieważ rozpuszczają one uchwyt.
- Informacje na temat umieszczania szkiełka znajdują się w instrukcji obsługi wyrobu, który ma być używany razem z tym produktem.

Środki bezpieczeństwa

- Przedostanie się do oka/oczu: jeżeli do oka dostanie się pył, natychmiast przemyć pod bieżącą wodą i skonsultować się z lekarzem.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Wyprodukowano w Japonii	



Diagnostyka in vitro
wyrob medyczny



Oznakowanie CE



Chronić przed światłem
słonecznym



Chronić przed wilgocią



40°C Limit temperatury



Nie używać ponownie



Ostrożnie, szkło



Zapoznaj się z instrukcją obsługi
lub elektroniczną instrukcją obsługi

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

