

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Navodila za uporabo

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips je stekelce, zasnovano za uporabo samo s Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Predvideni namen

Ta izdelek se uporablja za prekrivanje steklenega stekelca s pritrjenim delom vzorcev, fiksiranih s formalinom in vgrajenih v parafin (FFPE), ali citopatoloških vzorcev, da se vzorec zaščiti pred mehansko silo ali izpostavljenostjo okolju in opazuje pod svetlobnim mikroskopom za mikroskopski pregled. Ta izdelek se uporablja z montažnim medijem, ki se namesti na vzorec za pritrditev pokrivnega stekla na objektno steklo.

Predvideni uporabnik

Oseba, ki dela na področju patologije, anatomije ali klinične citologije z osnovnim znanjem s svojega področja (npr. patolog, medicinski laborant) in je odgovorna za pripravo mikroskopskih preparatov.

Potrebni materiali, ki niso priloženi

Mikroskopska stekelca, pritrdjevalno sredstvo

Uporaba

1. Z držala odstranite plastični pokrov.
2. Odstranite peno.
3. Držalo postavite v položaj za nalaganje pokrivnega stekelca.
4. Zarezo potisnite v ustrezno režo.
5. Držalo položite plosko na pokrivno stekelce za nalaganje.

Previdnostni ukrepi za uporabo

- Nosite rokavice, da preprečite ureznine zaradi robov stekla.
- Če pride do prašenja ali razpršenosti zaradi razbitja ali odlaganja, nosite protiprašno masko (certificirano s strani vlade), da preprečite vdihavanje, zaščitna očala in zaščitne rokavice.
- Ne dotikajte se z mokrimi rokami, saj se bodo stekelca zlepile med seboj.
- Izogibajte se stiku držala z organskimi topili, ker držalo raztapljajo.
- Za namestitvev stekelca glejte navodila za uporabo naprave, ki se uporablja skupaj s tem izdelkom.

Varnostni ukrepi

- Stik z očesom/očmi Če prah pride v oko/oči, ga/jih takoj sperite s tekočo vodo in se posvetujte z zdravnikom.

- Stik s kožo: Kožo previdno obrišite in pazite, da je ne poškodujete. V primeru poškodbe ali izpuščaja se posvetujte z zdravnikom.
- Zaužitje: Odstranite morebitne ostanke v ustih in se nemudoma posvetujte z zdravnikom.
- Vdihavanje: Če vdihnete prah, grgrajte. Če srbenje, bolečina ali nelagodje v nosu ali grlu ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

Pogoji delovanja in shranjevanja

- Izogibajte se neposredni sončni svetlobi in krajem z visoko temperaturo/visoko vlažnostjo. Shranjujte v zaprtih prostorih z zadostnim naravnim prezračevanjem.
- Ko držalo, ki je vgrajeno v pripomoček, odstranite s pripomočka, ga shranite z originalnim pokrovom.

Datum izteka uporabnosti

Datum poteka veljavnosti je natisnjen na embalaži.

Odstranjevanje

Odstranite pri odobrenem podjetju za ravnanje z odpadki ali v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Previdnostni ukrepi

Spodaj je prikazan piktogram silicijevega prahu pri nastajanju steklenega prahu.



- Lahko povzroči raka.
- Zaradi dolgotrajnega vdihavanja drobnih prašnih delcev v velikih količinah lahko pride do možnih poškodb dihalnega sistema ali ledvic.

Tehnične specifikacije

Količina: 200/držalo; 5/zaboj
Velikost: 24 × 50 mm
Debelina: 0,13 do 0,17 mm

Opomba

Če se je v zvezi s pripomočkom zgodil kakršen koli resen incident, je treba o tem obvestiti proizvajalca, pooblaščenega predstavnika in pristojni organ.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Izdelano na Japonskem	

IVD In vitro diagnostični
medicinski pripomoček

CE Oznaka CE

Hranite stran od sončne svetlobe

Hranite na suhem

40°C Temperaturna omejitev

Ni za ponovno uporabo

Krhko, ravnajte previdno

Oglejte si navodila za uporabo ali elektronska navodila za uporabo

Obiščite naše spletišče

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

stalne inovacije za patologijo

