

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Bruksanvisning

REF 6416

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips är ett glas som enbart har utformats för att användas med Sakura Finetek Glas™ Coverslippers.

Avsedda syften

Produkt används som täckglas på ett objektglas som innehåller formalinfixerade och paraffinbäddade (FFPE) prover eller cytopatologiska prover, för att skydda provet från mekaniska krafter eller miljöexponering, samt vid mikroskopisk undersökning av objektglaset under ljusmikroskop. Produkten används tillsammans med ett monteringsmedium som placeras över provet för att fästa täckglaset på objektglaset.

Avsedd användare

Yrkesmässigt verksam inom patologi, anatomi eller klinisk cytologi med grundläggande kunskaper inom sitt respektive område (t.ex. patolog, medicinsk laboratorieassistent) med ansvar för att förbereda objektglas.

Material som krävs men inte medföljer

Mikroskopobjektsglas, monteringsmedium

Användning

1. Avlägsna plasthöljet från hållaren.
2. Avlägsna skummet.
3. Placera hållaren på täckglasets laddningspunkt.
4. Skjut in skåran i rätt spår.
5. Placera hållaren plant på täckglasets laddningspunkt.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Använd handskar för att förhindra att du skär dig på glaskanterna.
- Om damm uppstår när produkten går sönder eller ska slängas ska en (säkerhetscertifierad) dammfiltermask bäras för att förhindra inandning, samt skyddsglasögon och skyddshandskar.
- Undvik att ta på dem med våta händer, eftersom glasen fastnar på varandra.
- Undvik att få organiska lösningsmedel på hållaren, eftersom dessa smälter hållaren.
- För glasinstallation finns information i bruksanvisningen till den enhet som används tillsammans med den här produkten.

Säkerhetsåtgärder

- Vid kontakt med ögat/ögonen: Om damm kommer in i ögat, skölj omedelbart med rinnande vatten och kontakta läkare.

- Om produkten fastnar på huden: Torka försiktigt bort den utan att skada huden. Kontakta läkare om skada eller utslag uppstår.
- Vid förtäring: Avlägsna eventuella rester i munnen och kontakta läkare omedelbart.
- Vid inandning: Gurgla vid inandning av damm. Kontakta läkare vid kvarstående klåda, smärta eller obehag i näsan eller halsen.

Användnings- och förvaringsförhållanden

- Undvik direkt solljus samt höga temperaturer/hög luftfuktighet. Förvaras inomhus på en plats med adekvat naturlig ventilation.
- När hållaren har tagits bort från enheten ska den förvaras i det ursprungliga höljet.

Utgångsdatum

Utgångsdatumet är tryckt på förpackningen.

Avfallshantering

Lämna produkten till ett avfallshanteringsföretag eller avfallshantera i enlighet med lokala föreskrifter.

Försiktighetsåtgärder

Följande piktogram symboliserar kiseldioxidamm vid framkallande av glasdamm.



- Kan orsaka cancer.
- Inandning av finkornigt damm i stora mängder under långa perioder kan leda till skada på andningsorgan eller njurar.

Specifikationer

Antal: 200/hållare; 5/ fodral

Storlek: 24 × 50 mm

Tjocklek: 0,13 till 0,17 mm

Observera

Eventuella allvarliga incidenter som inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren, godkänt ombud och lämplig behörig myndighet.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Tillverkad i Japan	

In-vitro diagnostik
medicinteknisk produkt

CE-märkning

Håll borta från solljus

Förvaras torrt

40°C Temperaturgräns

Återanvänd inte

Ömtåligt, hanteras varsamt

Se bruksanvisningen eller
elektronisk bruksanvisning

Besök gärna vår webbplats

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

ständigt nytänkande inom patologi

