

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Οδηγίες χρήσης

REF 4770-E

Η ταινία επικάλυψης Tissue-Tek® Coverslipping Film είναι μια ταινία σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με την καλυπτρίδα Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται για την κάλυψη δείγματος σε αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου, χρησιμεύοντας ως φυσικός φραγμός απέναντι στη μηχανική δύναμη ή στην έκθεση στο περιβάλλον. Το δείγμα προς προστασία μπορεί να αποτελεί τμήμα δείγματος σταθεροποιημένου με φορμαλίνη και ενσωματωμένου σε παραφίνη (FFPE), τμήμα κατεψυγμένου δείγματος ή κυτταρολογικό δείγμα σε αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου. Η προσκόλληση ενεργοποιείται από έναν ενεργοποιητή και, μόλις στεγνώσει η κόλλα, οι επικαλυμμένες αντικειμενοφόρες πλάκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικροσκοπική αξιολόγηση, σάρωση ή μεταφορά. Εάν είναι επιθυμητό, το προϊόν αυτό μπορεί να αφαιρεθεί. Αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν μίας χρήσης και χρησιμοποιείται στην αντικειμενοφόρο πλάκα με ταινία.

Προοριζόμενος χρήστης

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση από καταρτισμένους επαγγελματίες στην κλινική παθολογία, την ανατομία ή την κυτταρολογία οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της καλυπτρίδας Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Τρόπος χρήσης

- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί μόνο το ξυλόλιο ως ενεργοποιητή.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε υδρόφιλες όσο και σε υδρόφοβες γυάλινες αντικειμενοφόρες πλάκες.
- Επιτρέψτε στην ταινία να προσαρμοστεί πλήρως στο περιβάλλον στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Η συσκευασία της ταινίας θα πρέπει να ανοιχτεί ώστε να έχει η ταινία τη δυνατότητα να προσαρμοστεί για 24 ώρες πριν από τη χρήση.
- Απορρίψτε τα πρώτα 80 εκατοστά της ταινίας πριν από την εγκατάσταση νέου ρολού στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Αυτό θα διασφαλίσει την αφαίρεση της ελαττωματικής περιοχής που είχε στερεωθεί αρχικά με κολλητική ταινία.
- Κατά την επανεγκατάσταση, αφαιρέστε 3 έως 6 mm της ταινίας χρησιμοποιώντας τη λεπίδα κοπής του εργαλείου.
- Στο τέλος της εργάσιμης ημέρας ή μόλις ολοκληρώσετε την εργασία σας για την ημέρα, αφαιρέστε το ρολό από την αντικειμενοφόρο πλάκα, τυλίξτε εκ νέου την ταινία στο ρολό και αποθηκεύστε το σε πλαστική σακούλα ώστε να αποφευχθεί η κύρτωση της ταινίας από το ρολό (ή τα ρολά).
- Για την εγκατάσταση της ταινίας και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του ιατροτεχνολογικού προϊόντος το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται με το παρόν προϊόν.

Σημείωση: Στα τελευταία στάδια της χρώσης του δείγματος, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται ξυλόλιο αναλυτικής καθαρότητας για την προετοιμασία των αντικειμενοφόρων πλακών για επικάλυψη.

Αφαίρεση της ταινίας επικάλυψης Coverslipping Film

Αυτή η ταινία μπορεί να αφαιρεθεί σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία.

1. Βυθίστε την αντικειμενοφόρο πλάκα με ταινία σε τουλάχιστον 50 ml ακετόνης για 6 λεπτά. Όταν επεξεργάζεστε πολλές αντικειμενοφόρες πλάκες ταυτόχρονα, αφήστε λίγη απόσταση μεταξύ τους προκειμένου οι αποφλοιωμένες ταινίες στην αντικειμενοφόρο πλάκα να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.
2. Μετά τον εμποτισμό των αντικειμενοφόρων πλακών σε ακετόνη για 6 λεπτά, αφαιρέστε την ταινία χρησιμοποιώντας λαβίδες.
3. Βυθίστε τις αντικειμενοφόρες πλάκες πάνω-κάτω αλλάζοντας 2 φορές το ξυλόλιο (50 ml έκαστη) για να αφαιρέσετε την εναπομένουσα ταινία και κόλλα, έως ότου εξαφανιστεί η λευκή θολότητα στην αντικειμενοφόρο πλάκα. Τα 50 ml ξυλολίου επαρκούν για έως και 10 επικαλυμμένες αντικειμενοφόρες πλάκες.

Σημείωση: η αντικειμενοφόρος πλάκα (ή οι αντικειμενοφόρες πλάκες) μπορεί να επικαλυφθεί εκ νέου με νέα ταινία.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Να παρατηρείτε το περιβάλλον λειτουργίας και αποθήκευσης καθώς η φθορά της ταινίας μπορεί να προκαλέσει σφάλματα στην επικάλυψη.
- Μην χρησιμοποιείτε την ταινία σε περίπτωση αποθήκευσης εκτός προδιαγραφών.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια της αντικειμενοφόρου πλάκας έχει στεγνώσει πριν από τη χρήση σε ψηφιακό σαρωτή αντικειμενοφόρων πλακών.
- Να ελέγχετε τις αντικειμενοφόρες πλάκες για τη μείωση ή/και τον περιορισμό των διακυμάνσεων του πάχους. Τα κυτταρολογικά δείγματα ενδέχεται να παρουσιάσουν πάχος το οποίο μπορεί να κυμαίνεται εντός εξαιρετικά ευρέων τιμών. Ενδέχεται να εμφανιστούν φυσαλίδες οι οποίες δυσχεραίνουν τη διάγνωση των δειγμάτων μετά την αποθήκευση.

Μέτρα ασφαλείας

Να φοράτε γάντια και μάσκα ώστε να αποφευχθεί η έκθεση στον ενεργοποιητή (ξυλόλιο).

Περιβάλλον λειτουργίας και αποθήκευσης

Λειτουργία και αποθήκευση:

10°C έως 30°C (50°F έως 86°F), υγρασία 30% έως 70%.

Αποθήκευση αντικειμενοφόρου πλάκας με ταινία (σύσταση):

20°C έως 25°C (68°F έως 77°F), λιγότερο από 50% υγρασία.

Ημερομηνία λήξης

Η ημερομηνία λήξης είναι τυπωμένη στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας 1 θήκης και στο επάνω μέρος της συσκευασίας 1 ρολού.

Διάθεση

Απορρίψτε σε εγκεκριμένη εταιρεία διάθεσης απορριμμάτων ή σύμφωνα με τους ισχύοντες και τοπικούς κανονισμούς.

Σημείωση

Τυχόν σοβαρά περιστατικά σχετικά με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρονται στον κατασκευαστή, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και στην αρμόδια αρχή σας.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία	



In vitro διαγνωστικό
ιατροτεχνολογικό προϊόν



Συμβουλευτείτε τις οδηγίες
χρήσης



Εύθραστο, χειριστείτε με
προσοχή



Σήμανση συμμόρφωσης CE



Να μην επαναχρησιμοποιείται



Κρατήστε μακριά από ηλιακή
ακτινοβολία



Να διατηρείται στεγνό



Όρια θερμοκρασίας
10°C - 30°C



Όρια υγρασίας
30% - 70%

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

