

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Kasutusjuhend

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film on kile, mis on loodud kasutamiseks üksnes tootega Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Sihtotstarve

Toodet kasutatakse proovi katmiseks mikroskoobi alusklaasil ja see toimib füüsilise barjäärina mehaanilise jõu või keskkonnaga kokkupuutumise vastu. Kaitstav proov võib olla formaliinis fikseeritud ja parafiinis sulundatud (FFPE) lõik, külmutatud lõik või tsütoloogiline proov mikroskoobi alusklaasil. Adhesiooni aktiveerib aktivaator ja kui liimaine on kuivanud, saab kaetud vaatluspreparaati kasutada mikroskoopiliseks hindamiseks, skannimiseks või transpordiks. Toote saab soovi korral eemaldada. Toode on ette nähtud ühekordseks kasutuseks ja seda kasutatakse alusklaasi kiletusmasinaga.

Ettenähtud kasutaja

Toode on ette nähtud kasutamiseks kliinilise patoloogia, anatoomia või tsütoloogia erialaspetsialistidele, keda on koolitatud kasutama toodet Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Kuidas kasutada

- Toode kasutab aktivaatorina üksnes ksüleen.
- Toodet saab kasutada nii hüdrofiilsete kui ka hüdrofoobsete alusklaasidega.
- Lasta kilel täielikult selle kasutuskeskkonnaga kohaneda. Kile pakend tuleb avada 24 tundi enne kasutamist, et kile saaks keskkonnaga kohaneda.
- Enne uue rulli paigaldamist kattemasinale kõrvaldada kile esimesed 80 cm. See tagab algselt kleeplindiga kinnitatud rikutud ala eemaldamise.
- Tagasi paigaldamisel eemaldada instrumendi teralõikuriga 3 kuni 6 mm kilet.
- Tööpäeva lõpus või kui samal päeval enam rohkem tööd ei tehta, eemaldada rull kattemasinast, kerida kile tagasi rullile ja hoida kilekotis, et kilesse ei jääks rulliku(te) kaared.
- Lisateavet paigaldamise ja kasutuse kohta lugeda tootega koos kasutatava seadme kasutusjuhendist.

Märkus. Proovi värvimise viimastes etappides tuleb vaatluspreparaatide katmiseks ettevalmistamiseks kasutada alati reagendi puhtusastmega ksüleen.

Coverslipping Filmi eemaldamine

Kile saab eemaldada järgmiste juhtnööride järgi.

1. Kastke kilega kaetud vaatluspreparaat 6 minutiks vähemalt 50 ml atsetooni. Kui töötlete korraga mitut vaatluspreparaati, jätke nende vahele pisut ruumi, et alusklaasilt mahakoorunud kiled ei puutuks üksteise vastu.
2. Pärast vaatluspreparaatide 6 minutit atsetoonis leotamist eemaldage kile pintsettide abil.
3. Kastke alusklaasid ülevaalt ja alt 2 korda vahetatud ksüleen (kumbki 50 ml), et eemaldada ülejäänud kile ja liimaine, kuni valge hägusus kaob alusklaasilt. 50 ml ksüleenist piisab kuni 10 kaetud vaatluspreparaadi jaoks.

Märkus. Alusklaasid saab uuesti katta uue kilega.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Järgida kasutus- ja säilituskeskkonnale kehtivaid nõudeid, kuna kile kvaliteedi halvenemine võib kaasa tuua tõrkeid katmisel.
- Mitte kasutada kilet, kui seda pole hoitud ettenähtud tingimustes.
- Enne kasutamist digitaalses preparaadiskanneris kontrollida, et vaatluspreparaadi pind oleks kuiv.
- Kontrollida vaatluspreparaate, et erinevused nende paksuses oleksid võimalikult väikesed. Tsütoloogiaproovide proovipaksused võivad suures ulatuses erineda. Esineda võib mullitamist, mis muudab proovide diagnoosimise pärast säilitamist keerukaks.

Ohutusmeetmed

Kanda kindaid ja maski, et vältida kokkupuudet aktivaatoriga (ksüleen).

Kasutus- ja säilituskeskkond

Kasutamine ja säilitamine:

10 °C kuni 30 °C (50 °F kuni 86 °F), õhuniiskus 30% kuni 70%.
Kilega kaetud vaatluspreparaadi säilitamine (soovituslik):
20 °C kuni 25 °C (68 °F kuni 77 °F), õhuniiskust vähem kui 50%.

Kõlblikkusaja lõpp

Kõlblikkusaja lõpp on trükitud 1 karbi esiküljele ja 1 rulli pakendi peale.

Kõrvaldamine

Utiliseerida heakskiidetud jäätmekäitlusettevõttes või kohalikke eeskirju järgides.

Märkus

Igast seadmega seotud ohujuhtumist tuleb teatada seadme tootjale, volitatud esindajale ja oma pädevale asutusele.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Toodetud Jaapanis	



In vitro
diagnostikameditsiiniseade



Lugeda kasutusjuhendit



Õrn, käsitseda ettevaatlikult



CE-märgis



Mitte korduskasutada



Hoida eemal päikesevalgusest



Hoida kuivas



Temperatuuripiirang



Niiskuse piirmäär

Külastage meie veebisaiti

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

