

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Käyttöohjeet

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film on kalvo, joka on suunniteltu käytettäväksi vain tuotteen Sakura Finetek Tissue-Tek Film® kanssa.

Käyttötarkoitus

Tätä tuotetta käytetään mikroskoopin objektilasilla olevan näytteen peittämiseen, jotta se toimii fyysisenä esteenä mekaanista voimaa tai ympäristöaltistumista vastaan. Suojattava näyte voi olla formaliini kiinnitetty ja parafiiniin upotettu (FFPE) leike, jäädytetty leike tai sytologinen näyte mikroskoopin objektilasilla. Kiinnitys aktivoidaan tehosteaineella. Kun liima on kuivunut, objektilaseja voidaan käyttää mikroskooppiseen arviointiin, skannaukseen tai kuljetukseen. Tämä tuote voidaan halutessa poistaa. Se on kertakäyttöinen laite ja sitä käytetään kalvona objektilasissa.

Suunniteltu käyttäjä

Tämä tuote on tarkoitettu klinisen patologian, anatomian tai sytologian koulutettujen ammattilaisten käyttöön, jotka on koulutettu käyttämään tuotetta Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Käyttöohjeet

- Tämä tuote käyttää tehosteaineena vain ksyleeniä.
- Tätä tuotetta voidaan käyttää sekä hydrofiilisille että hydrofobisille objektilaseille.
- Anna kalvon saavuttaa käyttöympäristön lämpötila ennen sen käyttöä. Kalvopakkaus tulee avata 24 tuntia ennen käyttöä, jotta kalvo saavuttaa käyttöympäristön lämpötilan.
- Hävitä kalvosta ensimmäiset 80 cm ennen kuin asetat uuden rullan laitteeseen. Siten voidaan varmistaa, että teipillä kiinnitetty likainen alue poistetaan.
- Kun asennat kalvoa uudelleen, poista 3–6 mm kalvoa laitteen leikkuuterällä.
- Työpäivän tai kyseisen työvaiheen päätteeksi poista rulla laitteesta, kelaa kalvo takaisin rullalle ja säilytä sitä muovipussissa, jotta telan/telojen kaarevuus ei painaudu kalvoon.
- Katso lisätietoja kalvon asennuksesta ja käytöstä tämän tuotteen kanssa käytettävän laitteen käyttöohjeesta.

Huomautus: Näytteiden värjäyksen viimeisissä vaiheissa tulee aina käyttää puhdasta, reagenssilaatuista ksyleeniä objektilasien valmistelemissä.

Coverslipping Film -kalvon poistaminen

Tämä kalvo voidaan poistaa seuraavan menettelyn mukaisesti.

- Kasta kalvolla päällystetty objektilasi vähintään 50 ml:aan asetonia 6 minuutiksi. Kun käsittelit useita objektilaseja kerralla, jätä niiden väliin tilaa, jotta objektilaseista kuoriutuneet kalvot eivät joudu kosketuksiin toistensa kanssa.
- Kun objektilaseja on liotettu asetonissa 6 minuuttia, poista kalvo pinseteillä.
- Kasta objektilasi nostamalla ja laskemalla sitä ylös ja alas kahdessa eri ksyleeniä sisältävässä astiassa (kukin 50 ml), kunnes jäljellä oleva kalvo ja liima irtoavat ja objektilasin valkoinen sameus häviää. 50 ml ksyleeniä riittää enintään 10 objektilasille.

Huomautus: Objektilasi(t) voidaan peittää uudelleen uudella kalvolla.

Käyttöä koskevat varotoimet

- Tarkkaile käyttö- ja säilytysympäristöä, sillä kalvon haurastuminen voi aiheuttaa virheitä objektilasin käsittelyyn.
- Älä käytä kalvoa, jos sitä on säilytetty ohjeiden vastaisesti.
- Varmista, että objektilasin pinta on kuivunut ennen sen käyttöä digitaalisessa objektilasin skannerissa.
- Tarkasta objektilasit paksuusvaihtelun vähentämiseksi ja/tai rajoittamiseksi. Sytologian alalla näytteiden paksuus voi vaihdella suuresti. Näytteissä saattaa esiintyä kuplia, joiden vuoksi niitä on vaikea diagnosoida varastoinnin jälkeen.

Turvallisuustoimenpiteet

Käytä käsineitä ja hengityssuojainta estääksesi tehosteaineelle (ksyleeni) altistumisen.

Käyttö- ja säilytysympäristö

Käyttö ja säilytys:

10–30 °C (50–86 °F), kosteus 30–70 %.

Objektilasin kalvon säilytys (suositus):

20–25 °C (68–77 °F), kosteus alle 50 %.

Viimeinen käyttöpäivä

Tuotteen viimeinen käyttöpäivä on painettu 1. rullapakkauksen koteloon ja 1. rullapakkauksen yläosaan.

Hävittäminen

Ulkoista hävitys hyväksytylle jäteyhtiölle tai hävitä sovellettavien paikallisten määräysten mukaisesti.

Huomautus

Laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle, valtuutetulle edustajalle ja toimivaltaiselle viranomaiselle.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödisstrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
	Valmistettu Japanissa



In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinällinen laite



Tutustu käyttöohjeisiin



Särkyvää, käsittele varoen



CE-merkintä



Älä käytä uudelleen



Suojaa suoralta auringonvalolta



Säilytä kuivassa



Lämpötilaraja



Kosteusraja

Käy verkkosivustollamme

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

