

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Upute za uporabu

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film film je izrađen za upotrebu s proizvodom Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Predviđena svrha

Ovaj se proizvod upotrebljava za prekrivanje uzorka na mikroskopskom stakalcu, kako bi služio kao fizička barijera od mehaničke sile ili izloženosti okolišu. Uzorak koji treba zaštititi može biti isječak fiksiran formalinom i ugrađen u parafin (FFPE), zamrznuti isječak ili citološki uzorak na stakalcu mikroskopa. Prijanjanje se aktivira aktuatorom i nakon što se ljepilo osuši, pokrovna stakalca mogu se upotrebljavati za mikroskopsku procjenu, skeniranje ili transport. Ovaj se proizvod, po želji, može ukloniti. To je uređaj za jednokratnu upotrebu i upotrebljava se za stakalca s pokrovnim filmom.

Predviđeni korisnik

Ovaj proizvod namijenjen je za korištenje od strane obučениh stručnjaka za kliničku patologiju, anatomiju ili citologiju koji su obučeni za uporabu filma Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Kako se upotrebljavaju

- Ovaj proizvod upotrebljava samo ksilen kao aktuator.
- Ovaj se proizvod može upotrebljavati i na hidrofilnim i na hidrofobnim stakalcima.
- Pričekajte da se film potpuno prilagodi okruženju u kojem će se upotrebljavati. Pakiranje filma treba otvoriti kako bi se film aklimatizirao 24 sata prije upotrebe.
- Odbacite prvih 80 cm filma prije postavljanja novog valjka na pokrovno stakalce. Time ćete sigurno ukloniti oštećeno područje koje je izvorno pričvršćeno ljepljivom trakom.
- Prilikom ponovnog postavljanja, uklonite 3 do 6 mm filma pomoću rezača s oštricom instrumenta.
- Na kraju radnog dana ili nakon što ste završili s radom za taj dan, uklonite valjak iz navlake, namotajte foliju na valjak i spremite je u plastičnu vrećicu kako biste spriječili da folija preuzme krivuljasti oblik valjka.
- Za postavljanje filma i više pojedinosti o upotrebi, pogledajte priručnik za uporabu uređaja koji će se upotrebljavati zajedno s ovim proizvodom.

Napomena: u završnim koracima bojenja uzorka uvijek treba primjenjivati čisti ksilen klase reagensa za pripremu pokrovnih stakalca.

Uklanjanje filma za pokrovno stakalce Coverslipping Film

Ovaj film se može ukloniti prema sljedećem postupku.

- Umočite predmetno stakalce s filmom na 6 minuta u najmanje 50 mL acetona. Kada obrađujete više stakalaca odjednom, ostavite razmak između njih kako otkriveni filmovi na stakalcu ne bi došli u dodir jedan s drugim.
- Nakon što su stakalca natopljena acetonom 6 minuta, uklonite film pincetom.
- Umočite stakalce gore i dolje u dvije izmjene ksilena (svaka 50 mL) kako biste uklonili preostali film i ljepilo dok bijela zamućenost na stakalcu ne nestane. 50 mL ksilena dovoljno je za do 10 stakalca.

Napomena: stakalce se mogu ponovno prekriti novim filmom.

Mjere opreza za upotrebu

- Promatrajte radnu okolinu i okolinu skladištenja jer propadanje filma može uzrokovati pogreške pri prekrivanju.
- Nemojte upotrebljavati film ako se skladišti izvan specifikacija.
- Provjerite je li površina stakalca osušena prije upotrebe u digitalnom skeneru stakalaca.
- Pregledajte stakalca kako biste smanjili i/ili ograničili varijacije debljine. Citološki uzorci mogu predstavljati debljinu uzorka koja može varirati unutar širokih ekstrema. Mogu se pojaviti mjehurići i otežati dijagnosticiranje uzoraka nakon skladištenja.

Sigurnosne mjere

Nosite rukavice i masku kako biste spriječili izlaganje aktuatoru (ksilen).

Radna okolina i okolina skladištenja

Rad i skladištenje:

10°C do 30°C (50°F do 86°F), vlažnost 30% do 70%.
Skladištenje pokrovnih stakalaca s filmom (preporuka):
20°C do 25°C (68°F do 77°F), vlažnost manja od 50%.

Datum isteka

Rok valjanosti otisnut je na prednjoj strani 1 kutije i na vrhu pakiranja 1 valjka.

Zbrinjavanje

Otpad zbrinite putem odobrene tvrtke za prikupljanje otpada ili u skladu s važećim lokalnim propisima.

Napomena

Ako dođe do bilo kakvih ozbiljnih incidenata koji su se dogodili u vezi s uređajem, potrebno ih je prijaviti proizvođaču, ovlaštenom predstavniku i nadležnom tijelu.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Proizvedeno u Japanu	



In vitro diagnostic
medicinski uređaj



Pogledajte upute za
korištenje



Lomljivo, pažljivo rukovati



CE oznaka



Ne ponovno upotrebljavati



Držati dalje od sunčeve svjetlosti



Držati na suhom



Ograničenje temperature



Ograničenje vlažnosti

Posjetite naše web-stranice

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

