

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Használati utasítás

REF 4770-E

A Tissue-Tek® Coverslipping Film kizárólag a Sakura Finetek Tissue-Tek Film® termékkel együttes használatra készült.

Rendeltetés

A termék mikroszkóp tárgylemezek fedésére használható, hogy fizikai védelmet nyújtson a mechanikai hatásokkal és a környezeti kitétséggel szemben. A védendő minta lehet formalinnal fixált és paraffinba ágyazott (FFPE) metszet, fagyasztott metszet vagy citológiai minta mikroszkóp tárgylemezen. A tapadást egy aktuátorral kell aktiválni, és miután a ragasztó megszáradt, a fedőfóliával ellátott tárgylemezek alkalmasak lesznek a mikroszkópos kiértékelésre, a szkennelésre és a szállításra. Szükség esetén ez a termék eltávolítható. Egyszer használatos eszköz, és fedőfóliázó termékkel használható.

Rendeltetés szerinti felhasználó

A terméket a klinikai patológia, anatómia vagy citológia szakterületén képzett szakemberek használhatják, akik ismerik a Sakura Finetek Tissue-Tek Film® használatát.

Használat

- A termékhez aktuátorként csak xilol használható.
- A terméket hidrophil és hidrophób üveg tárgylemezekhez egyaránt lehet használni.
- Engedje, hogy a fólia teljesen akklimatizálódjon abban a környezetben, amelyben használni fogják. A fóliát a használatot megelőzően fel kell bontani, hogy 24 órán át akklimatizálódhasson.
- Mielőtt az új tekercset behelyezné a fedőfóliázóba, dobja ki az első 80 cm-t. Így biztosan eltávolítja az eredetileg ragasztószalaggal rögzített, foltos területet.
- Amikor visszateszt, távolítsa el a fóliából 3-6 mm-t a berendezés vágópengéje segítségével.
- A munkanap végén, illetve amikor az adott napon befejezte a munkát, vegye ki a tekercset a fedőfóliázóból, csévélje vissza a fóliát a tekercsre, és tárolja a műanyag tasakban, hogy a fólia ne hajoljon meg a görgő(k) miatt.
- A fólia behelyezését és a használat további részleteit lásd a termékkel együtt használt készülék kezelési útmutatójában.

Megjegyzés: A minta festésének utolsó lépéséhez mindig reagens tisztaságú xilolt kell használni, hogy a tárgylemezeket előkészítsék a fedőfóliázáshoz.

A Coverslipping Film eltávolítása

A fóliát a következő eljárással lehet eltávolítani.

- Merítse be a fóliával fedett tárgylemezt legalább 50 ml acetonba 6 percre. Ha több tárgylemezt dolgoz fel egyszerre, hagyjon közöttük egy kis helyet, hogy a tárgylemezekről levált fóliák ne érjenek egymáshoz.
 - Miután 6 percig áztatta a tárgylemezt acetonban, távolítsa el a fóliát csipesszel.
 - Merítse a tárgylemezt 2-szer egymás után xilolba (egyenként 50 ml-be), hogy eltávolítsa a maradék fóliát és ragasztót, amíg már nem látható fehér zavarosság a tárgylemezen. 50 ml xilol legfeljebb 10 fedőfóliázott tárgylemezhez elegendő.
- Megjegyzés: A tárgylemez(ek)et újra lehet fedőfóliázni egy új fóliával.

Használatot megelőző intézkedések

- Vegye figyelembe a használati és tárolási környezetre vonatkozó előírásokat, mivel a fólia károsodása fedőfóliázási hibákat okozhat.
- Ne használja a fóliát, ha a tárolás során nem teljesültek ezek az előírások.
- Ellenőrizze, hogy a tárgylemez felülete megszáradt-e, mielőtt digitális tárgylemez szkennertbe helyezné.
- Vizsgálja meg a tárgylemezeket, és csökkentse és/vagy korlátozza a vastagságbeli eltéréseket. A citológiai minták esetén a minta vastagsága tág határokon belül mozoghat. Előfordulhat buborékosodás, ami miatt a mintákat tárolás után nehezen lehet diagnosztizálni.

Biztonsági intézkedések

Viseljen kesztyűt és maszkot, hogy elkerülje az aktuátornak (xilol) való kitétséget.

Használati és tárolási környezet

Használat és tárolás:

10°C és 30°C között (50°F és 86°F között), 30% és 70% közötti páratartalom mellett.

Fedőfóliázott tárgylemez tárolása (ajánlás):

20°C és 25°C között (68°F és 77°F között), 50% alatti páratartalom mellett.

Lejáratási idő

A lejáratási idő az 1 dobozos csomagolás elején, illetve az 1 tekercses csomagolás tetején látható.

Hulladékkezelés

Adja át hulladékkezelési engedéllyel rendelkező cégnek, vagy ártalmatlanítsa a vonatkozó helyi szabályozás szerint.

Megjegyzés

Az eszköz használata kapcsán előfordulhat bármilyen súlyos esemény esetén bejelentést kell tenni a gyártónak, az engedéllyel rendelkező képviselőnek és az illetékes hatóságnak.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Készült Japánban	



In vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszköz



Lásd a használati utasítást



Vigyázat, törékeny



CE-jelölés



Ne használja újra



Napsugárzástól távol tartandó



Száraz helyez tárolandó



Hőmérsékleti határérték



Páratartalom határérték

Keresse fel weboldalunkat

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

