

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Notkunarleiðbeiningar

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film er filma sem eingöngu er hönnuð til notkunar með Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Ætlaður tilgangur

Þessi vara er notuð til að hylja sýni á smásjá, til að þjóna sem áþreypfanleg hindrun gegn höggum eða umhverfisáhrifum. Sýnið sem á að vernda getur verið fest með formalíni og stept í parafín (FFPE) hluta, frosinn hluta eða frumusýni á smásjá. Viðloðunin er virkjuð með virkni og þegar límið hefur þornað er hægt að nota sýnisgler sem búið er að hylja til smásjármats, skönnunar eða flutnings. Þessa vöru er hægt að fjarlægja ef óskað er. Hún er einnota tæki og er notuð við að hylja sýnisgler.

Ætlaður notandi

Þessi vara er ætluð til notkunar af þjálfuðum sérfræðingum í klínískri meinafræði, líffærafræði eða frumufræði sem eru þjálfaðir með Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Notkunarleiðbeiningar

- Þessi vara notar aðeins xýlen sem virkni.
- Þessa vöru er hægt að nota á bæði vatnssækin og vatnsfælin sýnisgler.
- Leyfið filmunni að aðlagast umhverfinu sem hún er notuð í. Opna skal filmupakkann til að leyfa filmunni að aðlagast í 24 klukkustundir fyrir notkun.
- Fleygðu fyrstu 80 cm af filmunni áður en þú setur nýja rúllu á filmuþekjubúnaðinn. Þetta mun tryggja að gallaða svæðið sem upphaflega var fest með límbandi verði fjarlægt.
- Þegar sett er í aftur skaltu fjarlægja 3 til 6 mm af filmunni með því að nota blaðskera tækisins.
- Í lok vinnudags eða þegar þú ert búinn að vinna fyrir daginn, fjarlægðu rúlluna úr þekjubúnaðinum, spólaðu filmunni aftur á rúlluna og geymdu hana í plastpokanum til að koma í veg fyrir að filman taki sveigju rúllunnar/rúllanna.
- Til að setja upp filmu og fyrir frekari upplýsingar skaltu skoða notkunarhandbók tækisins sem á að nota ásamt þessari vöru.

Athugið: Hí lokaþrepum sýnislitunar skal alltaf nota hreint xýlen af hvarfenfisgráðu til að undirbúa sýnisgler fyrir lokun.

Fjarlæging á Coverslipping Film

Hægt er að fjarlægja þessa filmu samkvæmt eftirfarandi aðferð.

1. Dýfðu filmuhúðuðu sýnisgleri í að minnsta kosti 50 ml af asetoni í 6 mínútur. Þegar þú vinnur mörg sýnisgler í einu skaltu skilja eftir smá bil á milli þeirra svo að afhýddar filmur á sýnisglerinu komist ekki í snertingu hver við aðra.
2. Eftir að sýnisglerin hafa verið lögð í bleyti í asetoni í 6 mínútur skaltu fjarlægja filmuna með því að nota plokktöng.
3. Dýfðu sýnaglerjunum upp og niður í 2 umskiptum af xýleni, (hver 50 ml) til að fjarlægja filmu og límið sem eftir er þar til hvíta gruggið á sýnaglerinu hverfur. 50 ml af xýleni nægir fyrir allt að 10 sýnisgler.

Athugið: Hægt er að hylja sýnisgler(in) aftur með nýrri filmu.

Varúðarreglur við notkun

- Fylgstu með notkunar- og geymsluumhverfinu þar sem rýmun filmunnar getur valdið þekjuvillum.
- Ekki nota filmu þegar hún er geymd utan forskrifta.
- Vinsamlegast staðfestið hvort yfirborð sýnisglers sé þurrkað fyrir notkun í stafrænum sýnisglersskanna.
- Skoðaðu sýnisgler til að draga úr og/eða takmarka þykktarbreytingar. Frumfræðileg sýni geta sýnt sýnisþykkt sem getur verið breytileg innan viðtækra öfga. Bólur geta myndast og gert það erfitt að greina sýni eftir geymslu.

Öryggisráðstafanir

Notið hanska og grímu til að koma í veg fyrir útsetningu frá virkni (xýlen).

Notkunar- og geymsluumhverfi

Notkun og geymsla:

10 °C til 30 °C (50 °F til 86 °F), raki 30% til 70%.

Geymsla filmuhúðaads sýnisglers (ráðlagt):

20 °C til 25 °C (68 °F til 77 °F), minna en 50% raki.

Fyrningardagsetning

Fyrningardagsetning er prentuð framan á fyrsta kassa og efst á fyrstu rúllupakkninguna.

Förgun

Fargið úrgangi hjá viðurkenndu förgunarfyrirtæki eða fargið í samræmi við staðbundnar reglugerðir.

Athugið

Öll alvarleg atvik sem komu upp í tengslum við vöruna skulu tilkynnt til framleiðanda, viðurkenndra fulltrúa og lögbærri yfirvalda.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Framleitt í Japan	

stöðug nýsköpun fyrir meinafræði



Lækningatæki
til in vitro greiningar



Skoðaðu
notkunarleiðbeiningar



Brothætt, meðhöndlið af
varúð



CE merking



Ekki endurnota



Haldið frá sólarljósi



Haldið þurru



Hitastigsmörk



Takmörkun á rakastigi

Farðu á vefsíðu okkar

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

