

# Tissue-Tek® Coverslipping Film

## Istruzioni per l'uso

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film è una pellicola progettata per essere utilizzata esclusivamente con Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

### Scopo previsto

Questo prodotto è destinato alla copertura di campioni su vetrino da microscopio, per fungere da barriera fisica contro la forza meccanica o l'esposizione ambientale. Il campione da proteggere può essere una sezione fissata in formalina e inclusa in paraffina (FFPE), una sezione congelata o un campione citologico su vetrino da microscopio. L'adesione viene attivata da un attivatore, una volta asciugato l'adesivo, è possibile servirsi dei vetrini coprioggetto per valutazione microscopica, scansione o trasporto. Se desiderato, il prodotto può essere rimosso. È un dispositivo monouso ed è destinato alla copertura dei vetrini.

### Utilizzatori previsti

Questo prodotto è destinato all'uso da parte di professionisti della patologia clinica, dell'anatomia o della citologia formati all'utilizzo di Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

### Modalità d'uso

- Questo prodotto utilizza xilene come attivatore.
- Può essere utilizzato su vetrini sia idrofili che idrofobici.
- Lasciare la pellicola a temperatura ambiente prima dell'utilizzo. Aprire la confezione e lasciare aperta per 24 ore prima dell'uso per consentire l'acclimatazione della pellicola.
- Eliminare i primi 80 cm di pellicola prima di posizionare un nuovo rotolo sul vetrino. In questo modo si garantisce la rimozione dell'area imperfetta originariamente fissata con il nastro adesivo.
- Per il reinserimento della pellicola, rimuovere una lunghezza di pellicola di 3-6 mm servendosi della lama dello strumento.
- Al termine della giornata di lavoro o una volta terminato il lavoro, rimuovere il rullo dal vetrino, riavvolgere la pellicola sul rullo e riporla nel sacchetto di plastica per evitare che la pellicola assuma la curvatura del rullo (o dei rulli).
- Per l'installazione delle pellicole e per maggiori informazioni sull'uso, consultare il manuale d'uso del dispositivo da utilizzare insieme a questo prodotto.

Nota: Nelle fasi finali della colorazione dei campioni, preparare i vetrini per la copertura con xilene fresco e di grado reagente.

### Rimozione del Coverslipping Film

La pellicola può essere rimossa tramite la seguente procedura.

1. Immergere il vetrino coprioggetto in almeno 50 ml di acetone per 6 minuti. Se si trattano più vetrini contemporaneamente, lasciare un po' di spazio tra i vetrini in modo che le pellicole rimosse dal vetrino non entrino in contatto tra di loro.
2. Dopo aver immerso i vetrini in acetone per 6 minuti, rimuovere la pellicola con una pinzetta.
3. Immergere i vetrini su e giù in xilene cambiano il liquido 2 volte (ogni volta x 50 ml) per rimuovere la pellicola e l'adesivo rimanenti fino alla scomparsa di macchie bianche sul vetrino. 50 ml di xilene sono sufficienti per un massimo di 10 vetrini.

Nota: il vetrino o i vetrini possono essere coperti nuovamente con la pellicola.

### Precauzioni per l'uso

- Rispettare i requisiti per l'ambiente operativo e la conservazione, poiché il deterioramento della pellicola può causare errori di copertura.
- Non utilizzare pellicole conservate al di fuori delle specifiche.
- Prima di utilizzare lo scanner digitale per vetrini, verificare che la superficie del vetrino sia asciutta.
- Ispezionare i vetrini per ridurre e/o limitare le variazioni di spessore. I campioni citologici possono essere caratterizzati da spessori più variabili. La formazione di bolle può rendere difficile la diagnosi dei campioni dopo la conservazione.

### Misure di sicurezza

Indossare guanti e maschera protettivi per evitare l'esposizione all'attivatore (xilene).

### Ambiente di esercizio e di conservazione

Esercizio e conservazione:

Da 10°C a 30°C (da 50°F a 86°F), umidità dal 30% al 70%.

Conservazione dei vetrini coprioggetto in pellicola (raccomandazione):

Da 20°C a 25°C (da 68°F a 77°F), umidità inferiore al 50%.

### Data di scadenza

La data di scadenza è stampata sul fronte dell'astuccio 1 e sulla parte superiore della confezione in rotolo 1.

### Smaltimento

Smaltire presso un'azienda di rifiuti autorizzata o in conformità alle normative locali vigenti.

### Nota

In caso di incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo, è necessario informare il produttore, il rappresentante autorizzato e l'autorità competente.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Prodotto in Giappone	



Dispositivo medico per diagnostica in vitro



Consultare le istruzioni per l'uso



Fragile, maneggiare con cura



Marchio CE



Non riutilizzare



Tenere lontano dalla luce del sole



Conservare all'asciutto



Limite di temperatura



Limiti di umidità

### Visitate il nostro sito web

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. [www.sakura-finetek.com](http://www.sakura-finetek.com)

Sakura Finetek Europe B.V. [www.sakura.com](http://www.sakura.com)



SAKURA®