

„Tissue-Tek® Coverslipping Film“

Naudojimo instrukcija

REF 4770-E

„Tissue-Tek® Coverslipping Film“ – tai plėvelė, skirta naudoti tik su „Sakura Finetek Tissue-Tek Film®“ aparatais.

Numatyta paskirtis

Šis gaminyss naudojamas mikroskopo objekciniam stiklui uždengti, kad sudarytų fizinį barjerą, apsaugantį nuo mechaninės jėgos ar aplinkos poveikio. Apsaugoti galima formalinu fiksuoto ir parafinu užlieto (FFPE) mėginio pjūvį, užšaldytą pjūvį arba citologinį mėginį ant mikroskopo objekcinio stiklo. Kad plėvelė priliptų, naudojamas aktyviklis, o kai klijai išdžiūsta, uždengtus objektyvinius stiklus galima naudoti mikroskopiniam vertinimui, skenavimui ar transportavimui. Jei pageidaujate, šį produktą galima nuimti. Tai vienkartinė priemonė, naudojama uždengimo plėvele aparate.

Numatytas naudotojas

Šis gaminyss skirtas naudoti klinikinės patologijos, anatomijos ar citologijos specialistams, išmokytiems naudotis „Sakura Finetek Tissue-Tek Film®“ aparatais.

Kaip naudoti

- Šiame gaminyje kaip aktyviklis naudojamas tik ksilenas.
- Šį gaminį galima naudoti tiek ant hidrofilinių, tiek ant hidrofobinių stiklinių objektyvinių stiklų.
- Leiskite plėvelei visiškai prisitaikyti prie aplinkos, kurioje ji bus naudojama. Prieš naudojant plėvelės pakuotę reikia atidaryti ir 24 valandas leisti aklimatizuotis.
- Prieš įdėdami naują ritinį į dengimo plėvele aparatą išmeskite pirmuosius 80 cm plėvelės. Taip bus užtikrinta, kad bus pašalinta pažeista vieta, kuri iš pradžių buvo priklijuota lipnia juosta.
- Iš naujo įdėdami pašalinkite 3–6 mm plėvelės, naudodami prietaiso nupjovimo peilį.
- Pasibaigus darbo dienai arba baigę dienos darbą, išimkite ritinį iš dengimo plėvelės aparato, užvyniokite plėvelę ant ritinio ir laikykite jį plastikiniame maišelyje, kad plėvelė neįgautų ritinio (-ių) kreivumo.
- Dėl plėvelės dėjimo ir išsamesnės naudojimo informacijos žr. kartu su šiuo gaminiu naudojamo aparato naudojimo instrukciją.

Pastaba. Baigiamuosiuose mėginių dažymo etapuose, ruošiant objektyvinius stiklius dengimui, visada reikia naudoti švarų, reagentinį ksileną.

„Coverslipping Film“ nuėmimas

Šią plėvelę galima nuimti laikantis toliau nurodytos tvarkos.

1. Dengiamąją plėvelę panardinkite į mažiausiai 50 ml acetono 6 minutėms. Apdorodami kelis objektyvinius stiklius vienu metu, palikite tarp jų šiek tiek vietos, kad nuluptos plėvelės ant objekcinio stiklo nesiliestų viena su kita.
2. 6 minutes pamirkę objektyvinius stiklius acetone, nuimkite plėvelę pincetu.
3. Įmerkite objektyvinius stiklius į 2 kartus pakeistą ksileną (po 50 ml), kad pašalintumėte likusią plėvelę ir klijus, kol ant objekcinio stiklo išnyks baltas drumstumas. 50 ml ksileno užtenka iki 10 uždengtų objektyvinių stiklų.

Pastaba: objektyvinių (-ius) stiklų (-ius) galima vėl uždengti nauja plėvele.

Naudojimo atsargumo priemonės

- Laikykitės reikalavimų, keliamų darbo ir laikymo aplinkai, nes pablogėjus plėvelės būklei gali atsirasti dengimo klaidų.
- Jei plėvelė buvo laikoma ne pagal specifikacijas, jos nenaudokite.
- Prieš naudodami skaitmeniniame stiklo skeneryje įsitikinkite, kad objekcinio stiklo paviršius sausas.
- Tikrinkite objektyvinius stiklus, kad sumažintumėte ir (arba) apribotumėte storio svyravimus. Citologinių mėginių storis gali būti labai įvairus. Po laikymo susiformavę burbuliukai gali kelti sunkumų diagnozuojant mėginius.

Saugos priemonės

Mūvėkite pirštines ir dėvėkite kaukę, kad išvengtumėte aktyviklio (ksileno) poveikio.

Darbo ir laikymo aplinka

Darbas ir laikymas:

Nuo 10°C iki 30°C (50°F iki 86°F), temperatūroje, esant nuo 30% iki 70% drėgmei.

Plėvele dengtų objektyvinių stiklų laikymas (rekomenduojamas): Nuo 20°C iki 25°C (68°F iki 77°F), temperatūroje, esant mažesnei kaip 50% drėgmei.

Galiojimo data

Galiojimo data atspausdinta 1 dėžutės priekyje ir 1 ritinio pakuotės viršuje.

Šalinimas

Šalinimas perduodant atliekų tvarkymo įmonei arba vadovaujantis galiojančiais vietiniais teisės aktais.

Pastaba

Apie bet kokius rimtus su priemone susijusius incidentus būtina pranešti gamintojui, įgaliotajam atstovui ir savo kompetetingai institucijai.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Pagaminta Japonijoje	



In vitro diagnostikos
medicinos priemonė



Žr. naudojimo instrukciją



Trapu, elgtis atsargiai



CE ženklavimas



Nenaudoti pakartotinai



Saugoti nuo saulės spindulių



Laikyti sausiai



Temperatūros riba



Drėgmės apribojimas

Apsilankykite mūsų svetainėje

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

