

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Instruksjon for bruk

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film er en film designet for å bare brukes med Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Tiltenkt formål

Dette produktet brukes til å dekke en prøve på et mikroskopglass, for å tjene som en fysisk barriere mot mekanisk påvirkning eller miljøeksponering. Proven som skal beskyttes kan være en formalinfast og parafinokset (FFPE) seksjon, frosset seksjon eller cytologiprøve på en mikroskopglassplate. Adhesjonen aktiveres av en aktuator, og når limet har tørket, kan de dekkede glassplatene brukes til mikroskopisk evaluering, skanning eller transport. Dette produktet kan fjernes, hvis ønskelig. Det er en engangsenhet og brukes i filmdekselet.

Tiltenkt bruker

Dette produktet er ment å brukes av utdannede fagfolk i klinisk patologi, anatomi eller cytologi som er opplært ved hjelp av Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Hvordan bruke

- Dette produktet bruker bare xylen som aktuator.
- Dette produktet kan brukes på både hydrofile og hydrofobe glassplater.
- La filmen helt akklimatisere seg til miljøet der den skal brukes. Filmpakningen bør åpnes slik at filmen akklimatiserer seg i 24 timer før bruk.
- Kast de første 80 cm av filmen før du monterer en ny rull på dekselet. Dette vil sikre fjerning av det rynkede området opprinnelig sikret med tape.
- Når du installerer på nytt, fjern 3 til 6 mm av filmen ved hjelp av instrumentets bladkutter.
- På slutten av arbeidsdagen eller når du er ferdig med å jobbe, fjern rullen fra dekselet, spol filmen tilbake på rullen og oppbevar den i plastposen for å forhindre at filmen tar krumningen til rullen(e).
- For filminstallasjon og flere detaljer om bruk, se bruksanvisningen til enheten som skal brukes sammen med dette produktet.

Merknad: I de siste trinnene av prøvefarging, bør ren, reagensgrad xylen alltid brukes til å forberede glassplater for dekke.

Fjerning av Coverslipping Film

Denne filmen kan fjernes i henhold til følgende fremgangsmåte.

1. Dypp en dekket glassplate i minimum 50 ml aceton i 6 minutter. Når du behandler flere glassplater samtidig, må du la det være litt mellomrom mellom dem slik at de løsnede filmene på glassplatene ikke kommer i kontakt med hverandre.
2. Etter at glassplatene er gjennomtrukket i aceton i 6 minutter, fjern filmen ved å bruke pinsett.
3. Dypp glassplatene opp og ned i 2 rene bad med xylen, (hver 50 ml) for å fjerne gjenværende film og lim, helt til den hvite turbiditeten på glassplatene forsvinner. 50 ml xylen er tilstrekkelig for opptil 10 dekkede glassplater.

Merknad: Glassplaten(e) kan dekkes på nytt med ny film.

Forholdsregler for bruk

- Vær oppmerksom på drifts- og lagringsmiljøet, da forringelse av filmen kan forårsake feil på glassplatene.
- Ikke bruk film når den ikke oppbevares i henhold til spesifikasjonene.
- Sørg for at overflaten på glassplaten er tørket helt før bruk i en digital glassplateskanner.
- Undersøk glassplatene for å redusere og/eller begrense tykkelsesvariasjoner. Cytologiprøver kan ha prøvetykkelser som kan variere innenfor brede ekstremer. Bobler kan forekomme og gjøre prøver vanskelige å diagnostisere etter lagring.

Sikkerhetstiltak

Bruk hansker og maske for å forhindre eksponering fra aktuatorens (xylen).

Drifts- og lagringsmiljø

Drift og lagring:

10 °C til 30 °C (50 °F til 86 °F), fuktighet 30 % til 70 %.
Oppbevaring av glassplater med filmdeksel (anbefaling):
20 °C til 25 °C (68 °F til 77 °F), mindre enn fuktighet 50 %.

Utløpsdato

Utløpsdatoen er trykt på forsiden av 1 eske og på toppen av 1 rullpakke.

Avhending

Avhendes til et godkjent avfallsselskap eller i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

Merknad

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten, den autoriserte representanten og din kompetente myndighet.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Produsert i Japan	



In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr



Se bruksanvisningen



Skjør, håndter med forsiktighet



CE-merking



Ikke bruk på nytt



Holdes borte fra sollys



Oppbevares tørt



Temperaturgrense



Fuktighet begrensning

Besøk vår nettside

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

