

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Instrukcja użytkowania

REF 4770-E

Folia do zamykania preparatów Tissue-Tek® Coverslipping Film jest przeznaczona do użycia wyłącznie z automatami Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Przeznaczenie

Ten produkt służy do nakrywania próbki na szkiełku przedmiotowym mikroskopu i działa w charakterze bariery fizycznej przed działaniem sił mechanicznych lub narażeniem na czynniki środowiskowe. Próbką, która ma być chroniona, może mieć postać utrwalonej w formalinie i zatopionej w parafinie (FFPE), zamrożonej lub próbki cytologicznej na szkiełku przedmiotowym mikroskopu. Klej jest aktywowany przez aktywator i po wyschnięciu kleju szkiełka nakrywkowe można stosować do oceny mikroskopowej, skanowania lub transportu. W razie potrzeby produkt ten można usunąć. Jest to urządzenie jednorazowego użytku, stosowane w automatach do zamykania preparatów.

Docelowy użytkownik

Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie patologii klinicznej, anatomii lub cytologii, którzy zostali przeszkoleni w zakresie używania automatów Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Sposób użycia

- W tym produkcie w charakterze aktywatora zastosowano wyłącznie ksylenu.
- Ten produkt można używać zarówno na szkiełkach hydrofilowych, jak i hydrofobowych.
- Należy odczekać do momentu adaptacji folii do warunków otoczenia, w których folia będzie używana. Opakowanie folii należy otworzyć, aby umożliwić zaadaptowanie na 24 godziny przed użyciem.
- Przed założeniem nowej rolki w automacie wyrzucić pierwsze 80 cm folii. Pozwoli to usunąć uszkodzony obszar pierwotnie zabezpieczony taśmą klejącą.
- Podczas ponownego umieszczania usunąć od 3 do 6 mm folii za pomocą noża narzędzia.
- Pod koniec dnia roboczego lub po zakończeniu pracy w danym dniu, wyjąć rolkę z automatu, nawinąć folię na rolkę i przechowywać ją w plastikowej torbie, aby zapobiec zakrzywieniu się folii na rolce/rolkach.
- Informacje na temat umieszczania folii i szczegółów użytkowania można znaleźć w instrukcji obsługi wyrobu używanego razem z tym produktem.

Uwaga: W końcowych etapach barwienia próbek do przygotowania preparatów należy zawsze używać czystego ksylenu o jakości odczynnika.

Usunięcie Coverslipping Film

Folię tę można usunąć zgodnie z poniższą procedurą.

1. Zanurzyć szkiełko nakrywkowe w minimum 50 ml acetonu na 6 minut. W przypadku równoczesnego przetwarzania wielu szkiełek należy pozostawić między nimi odstęp, aby odklejone folie na szkiełku nie stykały się ze sobą.
2. Po namoczeniu szkiełek w acetonie przez 6 minut, usunąć folię za pomocą pęsety.
3. Zanurzać szkiełka, przesuwając je w górę i w dół, 2 razy zmieniając ksylenu (za każdym razem 50 ml), aby usunąć pozostałą folię i klej, aż do zniknięcia białego zmętnienia na szkiełku. 50 ml ksylenu wystarcza na maksymalnie 10 szkiełek nakrywkowych.

Uwaga: szkiełko(a) można ponownie przykryć nową folią.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

- Należy przestrzegać warunków dotyczących obsługi i przechowywania, ponieważ pogorszenie jakości folii może doprowadzić do wystąpienia błędów podczas nakrywania.
- Nie używać folii w przypadku jej przechowywania niezgodnego ze specyfikacją.
- Przed użyciem w cyfrowym skanerze do szkiełek mikroskopu należy sprawdzić, czy powierzchnia szkiełka jest sucha.
- Sprawdź szkiełka, aby zmniejszyć i/lub ograniczyć różnice w grubości. Próbkę cytologiczną mogą mieć grubość, która może się różnić w szerokim zakresie. Mogą pojawić się pęcherzyki powietrza, które utrudniają diagnostykę próbek po ich przechowywaniu.

Środki bezpieczeństwa

Zakładać rękawice i maskę, aby zapobiec narażeniu na działanie aktywatora (ksylenu).

Warunki dotyczące obsługi i przechowywania

Obsługa i przechowywanie:

Od 10°C do 30°C (od 50°F do 86°F), wilgotność od 30% do 70%.
Przechowywanie szkiełek nakrywanych folią (zalecenie):
Od 20°C do 25°C (od 68°F do 77°F), wilgotność poniżej 50%.

Termin ważności

Termin ważności wydrukowano z przodu 1 pudełka i na górze opakowania 1 rolki.

Utylizacja

Produkt należy utylizować w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów lub utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami.

Uwaga

Jakiegolwiek poważne incydenty, które miały miejsce w związku z wyrobem, należy zgłosić producentowi, autoryzowanemu przedstawicielowi i właściwemu organowi.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Wyprodukowano w Japonii	



Diagnostyka in vitro
wyrób medyczny



Zapoznać się z instrukcją
obsługi



Ostrożnie, szkło



Oznakowanie CE



Nie używać ponownie



Chronić przed światłem
słonecznym



Chronić przed wilgocią

10°C 30°C

Limit temperatury

70%

30%

Ograniczenie wilgotności

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

