

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Instrucțiuni de utilizare

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film este o peliculă concepută pentru a fi utilizată exclusiv cu Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Scopul vizat

Acest produs este utilizat pentru a acoperi un specimen de pe o lamelă de microscop, pentru a funcționa ca o barieră fizică împotriva forței mecanice sau a expunerii la mediul înconjurător. Specimenul care va fi protejat poate fi o secțiune fixată în formol și încorporată în parafină (FFPE), o secțiune înghețată sau o mostră citologică pe o lamelă de microscop. Adeziunea este activată de un agent de activare, iar, odată ce adezivul s-a uscat, lamelele acoperite pot fi utilizate pentru evaluare microscopică, scanare sau transport. Produsul poate fi îndepărtat, dacă se dorește acest lucru. Acesta este un dispozitiv de unică folosință și se folosește în echipamentul automat de aplicare a peliculei.

Utilizatorul vizat

Acest produs este conceput pentru a fi utilizat de profesioniști specializați în patologia clinică, anatomie, citologie, care sunt instruiți pentru utilizarea Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Mod de utilizare

- Acest produs utilizează numai xilen ca agent de activare.
- Acest produs poate fi utilizat atât pe lamele de sticlă hidrofiliice, cât și hidrofobice.
- Lăsați pelicula să se aclimatizeze complet la mediul în care va fi utilizată. Pachetul peliculei trebuie deschis pentru a permite acesteia să se aclimatizeze timp de 24 de ore înainte de utilizare.
- Eliminați primii 80 cm de peliculă înainte de a instala o nouă rolă pe echipamentul automat de aplicare a lamelei. Acest lucru va garanta eliminarea zonei cu pete securizată inițial cu bandă adezivă.
- La reinstalare, îndepărtați între 3 și 6 mm de peliculă, folosind cuțitul instrumentului.
- La finalul zilei de lucru sau după ce ați terminat lucrul pe ziua respectivă, îndepărtați rola din echipamentul automat de aplicare a lamelei, înfășurați pelicula pe rolă și depozitați-o în punga de plastic pentru a preveni curbarea peliculei după forma rolei.
- Pentru instalarea peliculei și mai multe detalii privind utilizarea, consultați manualul de utilizare al dispozitivului care urmează să fie utilizat împreună cu acest produs.

Notă: în ultimele etape ale colorării specimenului, trebuie utilizat xilen curat de clasa reactivilor pentru a pregăti lamelele pentru acoperire.

Îndepărtarea Coverslipping Film

Această peliculă poate fi îndepărtată conform următoarelor proceduri.

1. Introduceți o lamelă acoperită cu peliculă în cel puțin 50 mL de acetonă timp de 6 minute. La procesarea mai multor lamele odată, lăsați un anumit spațiu între ele, astfel ca peliculele îndepărtate de pe lamelă să nu intre în contact una cu cealaltă.
2. După înmuierea lamelei în acetonă timp de 6 minute, îndepărtați pelicula cu o pensetă.
3. Imersați lamelele, mișcându-le în sus și în jos în 2 schimburi de xilen (fiecare de 50 mL), pentru a elimina pelicula rămasă și adezivul până când dispare turbiditatea albă de pe lamelă. 50 mL de xilen este suficient pentru maxim 10 lamele acoperite.

Notă: lamelele pot fi reacoperite cu o peliculă nouă.

Precauții de utilizare

- Observați mediul de operare și de depozitare deoarece pelicula poate cauza erori la acoperire.
- Nu utilizați pelicula dacă a fost depozitată în condiții care nu respectă specificațiile.
- Confirmați dacă suprafața lamelei este uscată înainte de a o utiliza într-un scanner digital de lamele.
- Inspectați lamelele pentru a reduce și/sau a limita variațiile de grosime. Specimenele citologice pot avea grosimi care pot varia până la valori extreme ale lățimilor. După stocare se pot forma bule, ceea ce poate face diagnosticarea specimenelor dificilă.

Măsurile de siguranță

Purtați mănuși și o mască pentru preveni expunerea la agentul de activare (xilen).

Mediul de operare și de depozitare

Operare și depozitare:

Între 10 °C și 30 °C (între 50 °F și 86 °F), umiditate între 30% și 70%.

Depozitarea lamelelor acoperite cu peliculă (recomandare):

Între 20 °C și 25 °C (între 68 °F și 77 °F), umiditate sub 50%.

Data de expirare

Data de expirare este imprimată pe partea din față a 1 carcasi și pe partea superioară a pachetului de 1 rolă.

Eliminare

Aruncați-le prin intermediul unei companii de deșeuri autorizate sau în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

Notă

Orice incidente grave legate de dispozitiv trebuie raportate producătorului, reprezentantului autorizat și autorității dvs. competente.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Produs în Japonia	



Dispozitiv medical
pentru diagnosticare in vitro



A se citi instrucțiunile de
utilizare



Fragil, manipulați cu grijă



Marcaj CE



A nu se reutiliza



A se păstra departe de lumina
soarelui



A se păstra uscat



Limită de temperatură



Limitarea umidității

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

inovare continuă pentru patologie

