

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Bruksanvisning

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film är enbart utformad för att användas med Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Avsedda syften

Produkten används som en fysisk barriär som skyddar prov på ett objektglas mot mekaniska krafter eller miljöexponering. Provet som ska skyddas kan bestå av en formalinfixerad och paraffinbäddad (FFPE) vävnad, fryst vävnad eller ett cytologiprov på ett objektglas. Vidhäftningen aktiveras av en aktivator och när limmet har torkat kan filmtäckta objektglas användas för mikroskopisk utvärdering, skanning eller transport. Produkten kan vid behov avlägsnas. Den är till för engångsbruk och används i täckglasplaggaren.

Avsedd användare

Produkten är avsedd för användning av utbildad yrkesmässigt verksam inom klinisk patologi, anatomi eller cytologi som även har utbildats i användning av Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Så här används produkten

- Produkten använder enbart xylen som aktivator.
- Produkten kan användas på både hydrofila och hydrofoba objektglas.
- Låt filmen anpassa sig helt till miljön där den ska användas. Filmens förpackning bör öppnas så att filmen kan akklimatiseras i 24 timmar före användning.
- Kassera filmens första 80 cm innan en ny rulle installeras på täckglas. Det innebär att det fläckade området som ursprungligen täckts med självhäftande tejp kan tas bort.
- När filmen ska sättas tillbaka ska 3 till 6 mm av den klippas av med hjälp av instrumentets knivblad.
- Vid slutet av arbetsdagen eller arbetspasset, ska rullen avlägsnas från täckglas, filmen lindas tillbaka in på rullen och förvaras i plastpåsen för att förhindra att den böjs efter rullen / rullarna.
- För mer information om installation av filmen och användning, se produktens bruksanvisning.

OBS! I de sista stegen av färgning av vävnadsprover ska alltid analysren (reagent-grade) xylen användas för att förbereda objektglasen för täckning.

Borttagning av Coverslipping Film

Filmen kan tas bort med hjälp av följande steg.

1. Doppa ett filmtäckt objektglas i minst 50 ml aceton i sex minuter. Om det rör sig om flera objektglas ska det finnas ett litet utrymme mellan dem så att de avskalade filmerna på objektglasen inte kommer i kontakt med varandra.
2. Efter att objektglasen har blöts i aceton i sex minuter kan filmen tas bort med en pincett.
3. Doppa objektglasen upp och ner i xylen som byts ut två gånger (vardera 50 ml) för att avlägsna kvarvarande film och lim tills det vita grumliga försvinner från objektglasen. 50 ml xylen är tillräckligt för upp till 10 filmtäckta objektglas.

Obs: Objektglas / -glasen kan täckas på nytt med den nya filmen.

Försiktighetsåtgärder vid användning

- Observera användnings- och förvaringsmiljön eftersom nedbruten film kan orsaka felaktig täckning.
- Använd inte film som inte har förvarats i enlighet med specifikationerna.
- Bekräfta att objektglasets yta har torkat innan det används i en digital objektglasskanner.
- Inspektera objektglasen för att minska och/eller begränsa variationer i tjocklek. Cytologiprover kan uppvisa provtjocklekar med extrema variationer. Bubblor kan uppstå och göra prover svåra att diagnostisera efter förvaring.

Säkerhetsåtgärder

Bär handskar och munskydd för att förhindra exponering från ställdonet (xylen).

Användnings- och förvaringsmiljö

Användning och förvaring:

Mellan 10°C och 30°C (50°F och 86°F), luftfuktighet på mellan 30% och 70%.

Förvaring av objektglas som är täckta med film (rekommenderas):

Mellan 20°C och 25°C (68°F och 77°F), luftfuktighet på max 50%.

Utgångsdatum

Utgångsdatumet är tryckt på framsidan av 1 kartong och ovanpå förpackningen som innehåller 1 rulle.

Avfallshantering

Lämna produkten till ett avfallshanteringsföretag eller avfallshanterar i enlighet med lokala föreskrifter.

Observera

Eventuella allvarliga incidenter som inträffat i samband med produkten ska rapporteras till tillverkaren, godkänt ombud och lämplig behörig myndighet.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Tillverkad i Japan	



In-vitro diagnostik
medicinteknisk produkt



Se bruksanvisningen



Ömtåligt, hanteras varsamt



CE-märkning



Återanvänd inte



Håll borta från solljus



Förvaras torrt



Temperaturgräns



Fuktighetsbegränsning

Besök gärna vår webbplats

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

