

安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名:ティシュー・テック アキュ・フォームホルマリン
製品コード:1463
会社:サクラファインテックジャパン株式会社
住所:〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-1-9
担当部門:開発企画部
連絡先住所:〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-31-1 浜町センタービル
電話番号:03-5643-2629 フリーダイヤル:0120-392-874 FAX番号:03-5643-3382
e-mail: general@sakura-finetek.com
一般用途:Dip & Read 式のホルマリン濃度検査用試験紙。ホルマリン固定液の精度管理用

2. 危険有害性の要約

GHS 分類 : 分類基準に該当しない

危険有害性情報: 一般的に危険有害性化学物質に該当しない。

予 防 : 保護用具を着用すること。

取扱い後は手等を良く洗うこと。

対 応 : 皮膚に付着した場合は、水と石鹼で洗うこと。

皮膚刺激が生じた場合には、医師の診断・手当てを受けること。

廃 棄 : 廃棄する場合には、各都道府県、自治体の規制に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別: 混合物

プラスチックスティックの先端にろ紙状試験紙があり、その試験紙に下表成分の混合物が浸み込んでいる。

主成分名	化学式	官報公示整理番号	CAS No.	分量
グリシン	C ₂ H ₅ NO ₂	9-77	56-40-6	微量
塩酸	HCl	1-215	7647-01-0	約0.1%
水酸化ナトリウム	NaOH	1-410	1310-73-2	約0.1%
トリスヒドロキシメチルアミノメタン	NH ₂ C(CH ₂ OH) ₃	2-318	77-86-1	微量
ヘペス	C ₈ H ₁₈ N ₂ O ₄ S		7365-45-9	微量
クレゾールレッドナトリウム塩	C ₂₁ H ₁₇ NaO ₅ S		62625-29-0	微量

4. 応急処置

吸入した場合 : 気分が悪い場合は、医師の診断、手当てを受ける。

飲み込んだ場合 : 気分が悪い場合は、医師の診断、手当てを受ける。

眼に入った場合 : 流水で注意深く洗い流し、症状が継続するようなら、医師の診断、手当てを受ける。

皮膚に付いた場合 : 流水で洗い流し、症状が続くようなら、医師の診断、手当てを受ける。

5. 火災時の処置

消火剤 : 水噴霧、一般的な泡消火剤

消火手順 : 一般的な消火作業を行う。

有害分解生成物: なし

6. 漏出時の措置

本品は、ろ紙状試験紙がプラスチックスティックの先端に貼付されたもので、そのろ紙中の化学成分は極微量であり、通常の条件ではその成分の漏出の問題は生じない。

7. 取扱い及び保管上の注意

取 扱: 本品の試験紙を取り出した後は、直ちにふたを密閉する。乾燥剤を取り出さないこと。
保 管: 15～30℃に温度管理された乾燥した場所に保管する。

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策: 特別な排気設備等は要しない。
保 護 具: 状況に応じて、ゴム手袋、マスク、保護眼鏡等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外 観: 白色のプラスチックスティックの先端に、ピンク色のろ紙状試験紙が存在
臭 い: 無 臭
沸 点: 適用できない
融 点: 適用できない
比 重: 適用できない
溶解度: 適用できない

10. 安定性及び反応性

安 定 性: 通常的环境下では、安定している。
水との反応性: データなし

11. 有害性情報

現在のところ、有害性の情報はなし。

13. 廃棄上の注意

廃棄においては「廃棄物処理及び清掃に関する法律」及び各自治体の法令等に従って廃棄すること。

14. 輸送上の注意

運搬に際しては、直射日光を避け、落下、転倒、損傷がないように積み込むこと。

15. 適用法令

廃棄物処理及び清掃に関する法律

16. その他

記載内容の取扱い

全ての資料や文献を調査したわけではありませんので、情報漏れがあるかもしれません。また、新しい知見に発表や従来の説の改正により内容に変更が生じることがあります。重要な決定等にご使用される場合は、出典等を良く検討されるか、試験によって確かめられることをお勧めします。また注意事項は一般的な取扱いを対象にしていますので、特殊な取扱いの場合は、この点にご配慮下さい。

卸店: