

名称

CNA-Net「病理」(PT-10)

CNA-Net「病理」
病理支援システム

“病理のサクラ”が、ニーズにお応えできる
病理支援システムを提供いたします。

主要機能一覧

電子カルテ	オーダリングシステム対応 オーダ受信・到着確認 診断結果、会計情報、進捗情報送信	進捗	自動進捗更新機能
受付	バーコードラベル印刷 標本ラベル印刷 受付一覧・印刷 依頼書イメージ取込 依頼書バーコード読取による自動関連付け 染色ワークシート印刷(組織診/剖検)	診断	ICD-O-3入力* SNOMED入力* 検査士/診断医ごとの所見/判定入力機能(細胞診) 追加報告機能 診断医名の自動登録機能 既往歴一覧の表示 診断/所見定型文入力支援機能
画像取込 描画機能	描画機能(切出図など) 画像コメント入力機能 番号スタンプのブロック数への引継ぎ機能 画像(JPEG)の標本番号との自動関連付け機能 画像のコピー/エクスポート機能	診断状況表示	未診断、保存、結果未送信等の表示機能
切出・染色 入力	免疫染色等登録時の加算選択 ブロック毎の染色入力機能 カセット印字* スライドガラス印字*	報告書印刷	標本番号を指定しての一括出力機能
		検索	複数条件を指定しての検索機能 検索結果一覧の印刷・CSV出力機能
		標本貸出	標本貸出管理機能 貸出日指定での情報一覧表示機能
		集計画面	科別・入外別集計CSV出力機能 細胞診学会提出用集計CSV出力機能 業務報告用集計CSV出力機能

※★が付いている機能はオプションとなります。詳細は担当者にご相談ください。
※ハードウェアはご要望に合わせて、最適な構成を提案させていただきます。詳細は担当者にご相談ください。

推奨環境 ※詳しくは担当者にご相談ください。

サーバーシステム	Windows Server (仮想環境可) CPU: Intel core プロセッサー メモリ: 16GB 以上 HDD 実効容量: 1.8TB (RAID5) バックアップ: 外付け HDD, NAS UPS	クライアントシステム	Windows PC CPU: Intel corei5 プロセッサー同等以上 メモリ: 4GB 以上 HDD: 500GB モニタ解像度: 1920 x 1200 以上
本体構成		OS	Windows 10
OS	Windows Server 2012 R2 または Windows Server 2016		
データベース	PostgreSQL		

※本カタログ記載の内容については、予告なく変更することがあります。



販売業者
サクラファインテックジャパン株式会社
東京都中央区日本橋本町3-1-9
www.sakura-finetek.com



機器・消耗品に関するお問い合わせ 「サクラサポートライン」 ☎ 0120-392-874	学術的なご相談 「病理の110番」 ☎ 0120-155-390	注文・カタログ請求等のお問い合わせ ☎ 03-5643-2630	病理関連技術情報サイト 「標本道場」 www.sakura-finetek.com	病理標本作製のウェットラボ LAB SQUARE ラボ・スクエア さくらほ
--	--	-------------------------------------	---	--

開発元
シスメックスCNA株式会社
福岡市博多区博多駅前2-3-7 サンエフビル8F



continuous innovation for pathology



標本作製から結果公開まで、 システムがお手伝いします。

お客様に寄り添い続けるサクラの専門スタッフが、
使いやすいシステムを構築いたします。



病理部門で使用される様々なシステムや
装置との連携が可能です。

- 自動薄切装置
- 液状化検体細胞診装置
- 自動免疫染色装置
- バーチャルスライドシステム
- 電子カルテ/オーダリングシステム
- 地域医療連携システム
- スライドプリンター
- カセットプリンター

ハードウェアはご要望に合わせ、
最適な構成を提案させていただきます。
詳細は担当者にご相談ください。