

ティッシュ・テック® カセット・包埋皿シリーズ 固定・包埋関連商品一覧

販売名	外形寸法 (WxDxHmm)	入数	ホワイト	タン	オレンジ	ライラック	ゴールド	アクア	イエロー	ピンク	グリーン	ブルー	グレー
プロカセット	28x40x9	500個	77880						77890	77900	77910	77920	
		1000個	7788						7789	7790	7791	7792	
※オートライト用		960個	AW7788						AW7789	AW7790	AW7791	AW7792	
プロカセット<メガ>	28x40x10	500個	77930										
		1000個	7793										
※オートライト用		960個	AW7793										
プロカセット<マクロ> オートライト使用可★	29x63x11	500個	4380						4382	4384	4383	4381	
ユニ・カセット <スタンダード>	28x41x6	250個	41700	41530	41170	41180	41190	41200	41540	41550	41560	41570	
		1000個	41701	41531	41171	41181	41191	41201	41541	41551	41561	41571	
		4000個	41705	41535	41175	41185	41195	41205	41545	41555	41565	41575	
※オートライト用		960個	AW41701	AW41531	AW41171	AW41181	AW41191	AW41201	AW41541	AW41551	AW41561	AW41571	
ユニ・カセット <バイオプシー>	28x41x6	250個	40680						40700		40710	40720	40690
		1000個	4068						4070		4071	4072	4069
※オートライト用		960個	AW4068						AW4070		AW4071	AW4072	AW4069
ユニ・カセット <バイオプシー> シックス	28x41x6	250個	40730						40750		40760	40770	40740
		1000個	4073						4075		4076	4077	4074
		4000個	40665										
※オートライト用		960個	AW4073					AW4075		AW4076	AW4077	AW4074	
ユニ・カセット <メガ・タイプ>	28x42x13	250個	41730										
		1000個	41731										
固定・包埋用カセット	28x41x6	500個	41870	41250	41260	41270	41280	41290	41790	41820	41830	41840	
		1500個	4187	4125	4126	4127	4128	4129	4179	4182	4183	4184	
		3000個	41875						41795	41825	41835	41845	
※オートライト用		1440個	AW4187	AW4125	AW4126	AW4127	AW4128	AW4129	AW4179	AW4182	AW4183	AW4184	
キングサイズカセット	25x60x11	500個	4092										
包埋リング	24x41x11	1000個	4151						4113	4114	4115	4116	

★対応機種: ティッシュ・テック オートライト ネクスト カセットプリンタ マクロ

※オートライト用: 受注生産品のため納期はお問い合わせください。

販売名	包埋寸法 (WxDxHmm)	入数	型式	適用カセット	
包埋皿1号	16x16x6	12枚	4121	包埋リング	
包埋皿2号	22x22x6	12枚	4122		
包埋皿3号	25x32x6	12枚	4123		
包埋皿4号	25x38x6	12枚	4124		
包埋皿5号	22x22x13	12枚	4131		
包埋皿6号	25x32x13	12枚	4132		
包埋皿7号	25x38x13	12枚	4133		
包埋皿11号	7x7x5	12枚	4161	プロカセット プロカセット<メガ> ユニ・カセット<スタンダード> ユニ・カセット<バイオブシー> ユニ・カセット<バイオブシー>シックス 固定・包埋用カセット	
包埋皿12号	15x15x5	12枚	4162		
包埋皿13号	24x24x5	12枚	4163		
包埋皿14号	24x30x5	12枚	4164		
包埋皿15号	24x37x5	12枚	4165		
包埋皿16号	8x34x5	12枚	4067		
プロベースモールド<スタンダード>	21x28x6	100枚	7808		
プロベースモールド<メガ>	21x28x8	100枚	7809		
包埋皿21号	23x31x14	6枚	4166		ユニ・カセット<メガ・タイプ>
包埋皿101号<キングサイズ>	23x57x8	12枚	4093		キングサイズカセット
包埋皿201号<マクロ>	25x56x8	12枚	60660	プロカセット<マクロ>	

販売名	型式	本体寸法	入数
ティッシュ・テック プロセスカバー	4194	28(W)×40(D)mm	25枚/箱
ティッシュ・テック キングサイズプロセスカバー	4094	25(W)×62(D)mm	25枚/箱
ティッシュ・テック カセットスパーサー	4856	25(W)×24(D)×1(H)mm 透過口サイズ:2mm角	250個×4袋/箱
ティッシュ・テック ユニ・カセット <バイオブシー>シックス用濾紙	4074-7-A		100枚/包 1200カセット分 (1枚 12カセット分)