

一次抗体

販売名	型式	クローン	免疫動物	内容量
抗CD20 B Cell マウス モノクローナル抗体	60-0010-7RUO	L26	マウス	7mL
抗CD3 ウサギ ポリクローナル抗体	60-0011-7RUO	ポリクローナル	ウサギ	7mL
抗Cytokeratin20 マウス モノクローナル抗体	60-0018-7RUO	Ks20.8	マウス	7mL
抗Cytokeratin7 マウス モノクローナル抗体	60-0019-7RUO	OV-TL12/30	マウス	7mL
抗Cytokeratin マウス モノクローナル抗体	60-0022-7RUO	AE1/AE3	マウス	7mL
抗EMA マウス モノクローナル抗体	60-0030-7RUO	GM008	マウス	7mL
抗GFAP ウサギ ポリクローナル抗体	60-0032-7RUO	ポリクローナル	ウサギ	7mL
抗ヒト Kappa Light Chain マウス モノクローナル抗体	60-0037-7RUO	HP6053	マウス	7mL
抗ヒト Lambda Light Chain マウス モノクローナル抗体	60-0038-7RUO	HP6054	マウス	7mL
抗Thyroglobulin マウス モノクローナル抗体	60-0064-7RUO	2H11/6E1	マウス	7mL
抗TTF-1 マウス モノクローナル抗体	60-0065-7RUO	8G7G3/1	マウス	7mL
抗Ki-67 マウス モノクローナル抗体	60-0078-7RUO	GM010	マウス	7mL
抗Ep-Cam マウス モノクローナル抗体	60-0190-7RUO	VU-1D9	マウス	7mL

検出キット

販売名	型式	クローン	免疫動物	内容量
Power-Stain™ 1.0キット HRP標識DAB (マウス+ ウサギ一次抗体用)	52-0017RUO	ポリクローナル	ヤギ	15mL
Power-Stain™ 1.0キット HRP標識DAB (マウス+ ウサギ一次抗体用)	54-0017RUO	ポリクローナル	ヤギ	100mL

補助試薬

販売名	型式	内容量
Primary Antibody Diluent 抗体希釈用緩衝液	10-0001RUO	500mL
Citrate Buffer クエン酸緩衝液 pH6.0 (×20)	10-0020RUO	100mL
プロテイナーゼK	10-0024RUO	50mL
TBST 0.05%Tween20 含トリス塩酸緩衝液 pH7.4 (×20)	10-0028RUO	100mL
Blocking Solution (Non-immune) ブロッキング試薬 正常血清	10-0032RUO	100mL
Tris EDTA Buffer トリスEDTA緩衝液 pH9.0 (×20)	10-0037RUO	100mL
C-Block (Casein Blocking Solution カゼインブロッキング試薬)	10-0040RUO	100mL
PBS Powder pH7.2 (1Lの10倍濃縮液用)	10-0044RUO	2パック
SensitiveDAB検出キット (DAB100mL、緩衝液100mL)	10-0048RUO	200mL
Peroxidase Blocking Solution (内因性ペルオキシダーゼブロッキング試薬)	10-0056RUO	100mL