

„Tissue-Tek® Glas™ Coverslips“

Naudojimo instrukcija

REF 6416

„Tissue-Tek® Glas™ Coverslips“ – tai stiklis, skirtas naudoti tik su „Sakura Finetek Glas™ Coverslippers“.

Numatyta paskirtis

Šis gaminytis naudojamas stikliniam objektiniam stikliui su uždėtu formalinu fiksuotų ir parafinu užlietų (FFPE) mėginių arba citopatologinių mėginių pjūviu uždengti, kad mėginys būtų apsaugotas nuo mechaninės jėgos ar aplinkos poveikio ir būtų galima stebėti objektinį stiklį šviesos mikroskopu atliekant mikroskopinį tyrimą. Šis gaminytis naudojamas su histologine terpe, kuria padengiamas mėginys, kad dengiamasis stiklis prikibtų prie objekcinio stiklio.

Numatytasis naudotojas

Asmuo, dirbantis patologijos, anatomijos ar klinikinės citologijos srityje, kuris turi pagrindinių atitinkamos srities žinių (pvz., patologas, medicinos laboratorijos technikas) ir yra atsakingas už mikroskopinių objektinių stiklių paruošimą.

Reikalingos, bet nepridedamos medžiagos

Mikroskopo objektiniai stikliai, histologinė terpė

Kaip naudoti

1. Nuimkite plastikinį dangtelį nuo laikiklio.
2. Išimkite putplastį.
3. Uždėkite laikiklį ant dengiamųjų stiklių dėjimo vietos.
4. Įstumkite įrantą į tinkamą angą.
5. Uždėkite laikiklį plokščiai ant dengiamųjų stiklių dėjimo vietos.

Naudojimo atsargumo priemonės

- Mūvėkite pirštines, kad neįsijautumėte į stiklo kraštus.
- Jei sudužus arba šalinant susidaro dulkių ar išsisklaido stiklo dalelės, dėvėkite dulkėms nepralaidžią kaukę (sertifikuotą pagal vyriausybės nustatytus bandymų reikalavimus), kad jų neįkvėptumėte, dėvėkite apsauginius akinius ir mūvėkite apsaugines pirštines.
- Nelieskite drėgnomis rankomis, nes stikliai sulips.
- Venkite laikiklio sąlyčio su organiniais tirpikliais, nes jie tirpdo laikiklį.
- Apie stiklių dėjimą žr. prietaiso, kuris bus naudojamas kartu su šiuo gaminiu, naudojimo instrukcijoje.

Saugos priemonės

- Patekus į akis: jei į akis pateko dulkių, nedelsdami praplaukite tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.

- Pilipus prie odos: atsargiai nuvalykite, nepažeisdami odos. Jei atsirado kokių nors sužalojimų ar bėrimų, kreipkitės į gydytoją.
- Prarijus: pašalinkite likučius iš burnos ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Įkvėpus: įkvėpus dulkių, skalaukite gerklę. Jei nepraeina nosies ar gerklės niežėjimas, skausmas ar diskomfortas, kreipkitės į gydytoją.

Naudojimo ir laikymo sąlygos

- Venkite tiesioginių saulės spindulių ir aukštos temperatūros / didelės drėgmės. Laikykite patalpoje, ten, kur yra patenkinama natūrali ventilacija.
- Išėmę įrenginyje esantį laikiklį iš įrenginio, laikykite jį su originaliu dangteliu.

Galiojimo data

Galiojimo data atspausdinta ant pakuotės.

Šalinimas

Šalinimas perduodant atliekų tvarkymo įmonei arba vadovaujantis galiojančiais vietiniais teisės aktais.

Atsargumo priemonės

Toliau pateikiama piktograma įspėja dėl silicio dioksido dulkių, kai naudojimo metu susidaro stiklo dulkės.

Pavojus



- Gali sukelti vėžį.
- Galimas kvėpavimo takų arba inkstų pažeidimas gali atsirasti dėl ilgalaikio didelio kiekio smulkių dulkių įkvėpimo.

Specifikacijos

Kiekis: 200 laikiklyje; 5 dėkle

Dydis: 24 × 50 mm

Storis: nuo 0,13 iki 0,17 mm

Pastaba

Apie bet kokius rimtus su priemone susijusius incidentus būtina pranešti gamintojui, įgaliotajam atstovui ir savo kompetetingai institucijai.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Symex Suisse AG Tödiistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Pagaminta Japonijoje	



In vitro diagnostikos
medicinos priemonė



CE ženklavimas



Saugoti nuo saulės spindulių



Laikyti sausai



40°C Temperatūros riba



Nenaudoti pakartotinai



Trapu, elgtis atsargiai



Žr. naudojimo instrukciją arba
elektroninę naudojimo instrukciją

Apsilankykite mūsų svetainėje

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

