



カセットシステム シリーズ



ユニ・カセット

ユニ・カセット<スタンダード>

組織片の固定～薄切～保存まで全プロセスを効率的に処理できるフタ付きカセット。通常検体用。10色揃って識別も容易。



- 包装：
250個/箱
1,000個/箱
4,000個/箱
- カラー：
Whi Tan Ora Lil
Gol Aqu Yel Pin
Gre Blu

ユニ・カセット<バイオプシー>

薬液入出孔1mm角、生検材料に最適です。



- 包装：
250個/箱
1,000個/箱
- カラー：
Whi Yel Gre Blu
Gry

ユニ・カセット<バイオプシー> シックス


微小検体6検体を同時処理。薬液入出孔はわずか0.3mm角。微小検体を手間なく処理できます。



- 包装：
250個/箱
1,000個/箱
4,000個/箱
(ホワイトのみ)
- カラー：
Whi Yel Gre Blu
Gry

ユニ・カセット<バイオプシー> シックス用濾紙

針生検等の微小検体に最適です。



- 包装：
100枚/包

ユニ・カセット<メガ・タイプ>

厚さ8～9mmの検体用。



- 包装：
250個/箱
1,000個/箱
- カラー：
Whi

包埋皿21号

メガ・タイプ専用。



- 包装：
6枚/箱

固定・包埋用カセット

固定・包埋用カセット

別売のプロセスカバーを付けば組織カゴに、外せばブロック台の役目をします。全10色。



- 包装：500個/箱
1,500個/箱
3,000個/箱(ホワイト、イエロー、ピンク、グリーン、ブルー)

●カラー：Whi Tan Ora Lil Gol Aqu Yel Pin Gre Blu

プロセスカバー

固定・包埋の専用蓋。スナップ式で固定・包埋カセットと密着します。



- 包装：25枚/箱

包埋皿11号～16号

プロカセット、ユニ・カセット、固定・包埋用カセットに適用。最小必要量のパラフィンで、検体を適切な位置に包埋します。



- 包装：12枚/箱

キングサイズカセット


大きな検体や腫瘍細胞の連続平行断面による検索も可能です。



- 包装：500個/箱

キングサイズプロセスカバー

キングサイズカセット専用蓋。スナップ式でキングサイズカセットと密着します。



- 包装：25枚/箱

包埋皿101号<キングサイズ>

キングサイズカセット専用包埋皿。




- 包装：12枚/箱

包埋リング

包埋リング

包埋ブロックを作製する際、ブロック台の役目をします。包埋ブロックは包埋リングを支持台にして、そのままマイクロームに装着できます。



- 包装：1,000個/箱

●カラー：Whi Yel Pin Gre Blu

包埋皿1号～7号

包埋リング用の包埋皿です。



- 包装：12枚/箱

プロカセット

プロカセット

重ねても優れた薬液浸透性。フタはピンセットで開放。



- 包装：
500個/箱
1,000個/箱
- カラー：
Whi Yel Pin Gre
Blu

プロベースモールド<スタンダード>

使用前の加温は不要。

プロカセット、ユニ・カセット、固定・包埋用カセットに適用。
きれいなパラフィンブロックを作製します。



- 包装：
100枚/箱

プロカセット<メガ>

より厚みのある検体用として。本体はプロカセットと共用。
メガ・タイプでは初の自動印字機対応。



- 包装：
500個/箱
1,000個/箱
- カラー：
Whi

プロベースモールド<メガ>

使用前の加温は不要。

厚みのあるパラフィンブロックを作製します。



- 包装：
100枚/箱

プロカセット<マクロ>

プロカセットシリーズの優れた薬液浸透性を継承。
大型カセットでは初の自動印字機対応。



- 包装：
500個/箱
- カラー：
Whi Yel Pin Gre
Blu

包埋皿201号<マクロ>

プロカセット<マクロ>専用包埋皿。

コーナーカットによりカセットの方向が一目でわかり、大きな
ブロックが取り出しやすいデザイン。



- 包装：
12枚/箱

豊富なカラーバリエーション

カッコ内の文字は各色と対応しています。




固定・包埋関連器材

カセットスパーサー


ティッシュ・テック カセットシリーズ用中敷

より簡単に、より便利に検体の切り出しの厚さを調整できます。
また、切り出し後、カセット内に入れておけば処理中の検体の反りを軽減することができます。



●包装：250個×4袋

切り出し時の使い方



未使用

使用時

ティッシュ・テック カセットスパーサー

フォーム・バイオプシー・シート

固定～包埋プロセスで、微小検体の紛失を防止します。



●包装：1,200枚/箱

ユニバーサル カセットホルダー

- ユニバーサル カセットホルダー トラストーム用
- ユニバーサル カセットホルダー クロストーム用
- ユニバーサル カセットホルダー プテラトーム用
- ユニバーサル カセットホルダー IVS用

標準カセット、メガ・タイプに加え、大型カセットもワンタッチで簡単に強力把持するユニバーサルタイプです。

※取り付けのマイクロームにより、ユニットが異なります。



ファイリング・キャビネットⅡ

パラフィンブロックを約2,000個収納できます。連結ミゾがついている為、スライドするだけで簡単・確実に増設できます。



ティッシュ・テック カセット シリーズ

商品名	外形寸法 (W×D×Hmm)	包装	型 式										
			ホワイト	タン	オレンジ	ライラック	ゴールド	アクア	イエロー	ピンク	グリーン	ブルー	グレー
プロカセット	28×40×9	500個	77880							77890	77900	77910	77920
		1,000個	7788							7789	7790	7791	7792
オートライト用	28×40×9	960個	AW7788							AW7789	AW7790	AW7791	AW7792
プロカセット<メガ>	28×40×10	500個	77930										
		1,000個	7793										
オートライト用	28×40×10	960個	AW7793										
プロカセット<マクロ> オートライト使用可*	28×62×11	500個	4380						4382	4384	4383	4381	
ユニ・カセット<スタンダード>	28×41×6	250個	41700	41530	41170	41180	41190	41200	41540	41550	41560	41570	
		1,000個	41701	41531	41171	41181	41191	41201	41541	41551	41561	41571	
		4,000個	41705	41535	41175	41185	41195	41205	41545	41555	41565	41575	
		オートライト用	28×41×6	960個	AW41701	AW41531	AW41171	AW41181	AW41191	AW41201	AW41541	AW41551	AW41561
ユニ・カセット<バイオブシー>	28×41×6	250個	40680						40700		40710	40720	40690
		1,000個	4068						4070		4071	4072	4069
オートライト用	28×41×6	960個	AW4068						AW4070		AW4071	AW4072	AW4069
ユニ・カセット <バイオブシー>シックス	28×41×6	250個	40730						40750		40760	40770	40740
		1,000個	4073						4075		4076	4077	4074
		4,000個	40665										
		オートライト用	28×41×6	960個	AW4073					AW4075		AW4076	AW4077
ユニ・カセット<メガ・タイプ>	28×42×13	250個	41730										
		1,000個	41731										
固定・包埋用カセット	28×41×6	500個	41870	41250	41260	41270	41280	41290	41790	41820	41830	41840	
		1,500個	4187	4125	4126	4127	4128	4129	4179	4182	4183	4184	
		3,000個	41875						41795	41825	41835	41845	
		オートライト用	28×41×6	1,440個	AW4187	AW4125	AW4126	AW4127	AW4128	AW4129	AW4179	AW4182	AW4183
キングサイズカセット	25×60×11	500個	4092										
包埋リング	24×41×11	1,000個	4151						4113	4114	4115	4116	

*対応機種: ティッシュ・テック オートライトネクスト カセットプリンタ マクロ

ティッシュ・テック 包埋皿 シリーズ

商品名	包埋寸法 (W×D×Hmm)	包装	型 式	適用カセット
包埋皿 1号	16×16×6	12枚	4121	包埋リング
包埋皿 2号	22×22×6	12枚	4122	
包埋皿 3号	25×32×6	12枚	4123	
包埋皿 4号	25×38×6	12枚	4124	
包埋皿 5号	22×22×13	12枚	4131	
包埋皿 6号	25×32×13	12枚	4132	
包埋皿 7号	25×38×13	12枚	4133	
包埋皿 11号	7×7×5	12枚	4161	プロカセット プロカセット<メガ> ユニ・カセット<スタンダード> ユニ・カセット<バイオブシー> ユニ・カセット<バイオブシー>シックス 固定・包埋用カセット
包埋皿 12号	15×15×5	12枚	4162	
包埋皿 13号	24×24×5	12枚	4163	
包埋皿 14号	24×30×5	12枚	4164	
包埋皿 15号	24×37×5	12枚	4165	
包埋皿 16号	8×34×5	12枚	4067	
プロベースモールド<スタンダード>	21×28×6	100枚	7808	
プロベースモールド<メガ>	21×28×8	100枚	7809	
包埋皿 21号	23×31×14	6枚	4166	
包埋皿 101号<キングサイズ>	23×57×8	12枚	4093	
包埋皿 201号<マクロ>	25×56×8	12枚	60660	プロカセット<マクロ>

発売

 **サクラファインテックジャパン株式会社**
 東京都中央区日本橋本町3-1-9
 www.sakura-finetek.com

機器・消耗品に関するお問い合わせ
「サクラサポートライン」
☎ 0120-392-874
学術的など相談
「病理の110番」
☎ 0120-155-390
注文・カタログ請求等のお問い合わせ
☎ 03-5643-2630

**ウェブサイト上で提供する
病理サポート体制をさらに充実!**

 病理標本のコールセンター「**病理の110番**」
 ☎0120-155-390
 病理関連技術情報サイト「**標本道場**」
 ホームページ上で「病理の110番」
 や「標本道場」といったサポートコンテンツ
 を設け、現場のさまざまな疑問・質問に
 応えています。内容は、初級からベテランに
 いたるまで細かく網羅され、それぞれ必要
 に応じて活用することができます。
 さらに、新しい企画も進行中。御期待下さい。
 www.sakura-finetek.com



L923.2501.1000.R3.D