



ティッシュ・テック® O.C.T.コンパウンド

凍結組織切片作製用包埋剤



continuous innovation for pathology



仕様

シリーズ名称	凍結組織切片作製用包埋剤
販売名	ティシュー・テック O.C.T. コンパウンド
型式	4583、45833
成分	10.24%ポリビニールアルコール
	4.26%ポリエチレングリコール
	85.50%不活性物質※

※不活性物質の主成分は水です。危険物および毒物劇物に該当する成分は含まれていません。

包装単位

型式	容量	包装単位
4583	118mL / 本	12本入り
45833	118mL / 本	3本入り

周辺機器



ヒスト・テック 冷却用具シリーズ



フェザー クリオスタット用替刃
ハイプロファイル

一般的名称：単回使用マイクローム用刃
医療機器分類：一般医療機器
製造販売届出番号：21B2X10001071002
製造販売業者：フェザー安全剃刀株式会社
岐阜県美濃市松森 600-1




フェザー クリオスタット用替刃
C35



ティシュー・テック クリオモールド(丸型)
スタンダード：25mmφ
バイオプシー：15mmφ



ティシュー・テック クリオモールド(角型)
1号：10×10×5mm
2号：15×15×5mm
3号：25×20×5mm



オブジェクトホルダー(角)
オブジェクトホルダー(丸)
角型 標準：26×31mm
丸型 標準：26mmφ
丸型 大：35.5mmφ
丸型 特大：48.5mmφ

輸入・発売元

サクラファインテックジャパン株式会社

東京都中央区日本橋浜町 2-31-1 浜町センタービル
www.sakura-finetek.com

機器・消耗品に関するお問い合わせ
「サクラサポートライン」
☎0120-392-874

学術的なご相談
「病理の110番」
☎0120-155-390

注文・カタログ請求等のお問い合わせ
☎03-5643-2630

病理関連技術情報サイト
「標本道場」
www.sakura-finetek.com

病理標本作製のウェットラボ
LAB SQUARE ラボ・スクエア さくらほむ

